

CROS R Li 8

Gebruiksaanwijzing

Inhoudsopgave

Welkom	4
Uw CROS-zender	5
Componenten en benamingen	7
Bedieningsregelaars	9
Luisterprogramma's	10
Signaaltonen	10
Dagelijks gebruik	11
De zender indoen en uitdoen	11
In- en uitschakelen	16
Overschakelen naar standby-stand	18
Het kiezen van een luisterprogramma	19
Opladen	20
Onderhoud en verzorging	22
Zender	22
Oorstukjes	24
Professioneel onderhoud	26

Meer informatie	27
Accessoires	27
Verklaring van symbolen	27
Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden	29
Verwijderingsinformatie	30
Problemen oplossen	31
Conformiteitsinformatie	32
Specifieke nationale informatie	34
Belangrijke veiligheidsinformatie	35
Oplaadbare lithium-ionbatterij (accu)	35
Persoonlijke veiligheid	37
Productveiligheid	42
Service en garantie	47

Welkom

Hartelijk dank dat u gekozen hebt voor een van onze hoortoestelaccessoires.

Deze handleiding zal u samen met de ondersteuning van uw audicien helpen om meer te weten te komen over de voordelen en de betere levenskwaliteit die dit accessoire zal bieden.



VOORZICHTIG

Lees deze gebruikershandleiding grondig en volledig door. Houd u aan de veiligheidsinformatie, ter voorkoming van schade of letsel.


Het is ook belangrijk dat u de gebruiksaanwijzing en veiligheidshandleiding leest en naleeft voor het hoortoestel dat u met dit accessoire gebruikt.

Uw CROS-zender

CROS oplossingen zijn ontworpen voor personen met ernstig gehoorverlies in een oor waarbij een hoortoestel geen oplossing biedt. Een CROS-zender die op dit oor wordt gedragen legt geluid van deze zijde vast en brengt dit over naar het hoortoestel op het andere oor. Daardoor kan de drager van het hoortoestel geluiden van beide zijden horen.

CROS zender

hoortoestel



Er zijn twee oplossingen beschikbaar:

- **CROS-oplossing:**

Voor personen met normaal hoorvermogen in een oor en ernstig gehoorverlies in het andere oor. Geluiden van de zijde met gehoorverlies worden vastgelegd en draadloos overgebracht naar de zijde met goed hoorvermogen.

- **BiCROS-oplossing:**

Voor personen met ernstig gehoorverlies in een oor en minder ernstig gehoorverlies in het andere oor. Geluiden van de zijde met het meest ernstige gehoorverlies worden vastgelegd en draadloos overgebracht naar de zijde met beter hoorvermogen. Het hoortoestel verwerkt en versterkt geluiden vanuit beide zijden.


De CROS-zender wordt ondersteund door onze specifieke draadloze hoortoestellen. Uw audicien zal u meer informatie geven over de compatibele modellen.



AANWIJZING

Deze gebruiksaanwijzing is alleen van toepassing op de CROS-zender. Uw hoortoestel heeft een aparte gebruiksaanwijzing.

Componenten en benamingen



-
- | | |
|-------------------------|---|
| ❶ Oorstukje | ❺ Tuimelschakelaar
(bediening,
aan/uit-schakelaar) |
| ❷ Luidspreker | |
| ❸ Luidsprekerverbinding | ❻ Zijde-indicatie
(rood = rechter oor,
blauw = linker oor)
en verbinding met de
luidspreker |
| ❹ Microfoonopeningen | |
| | ❼ Oplaadcontactpunten |
-

U kunt de volgende standaard oorstukjes gebruiken:

Standaard oorstukjes		Formaat
☐		Sleeve 3.0 Vented/Closed/ Power
☐		Eartip 3.0 Open
☐		Eartip 3.0 Tulip

De standaard oorstukjes kunnen gemakkelijk vervangen worden. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Onderhoud en verzorging”.

Op maat gemaakte oorstukjes

- | | | |
|-----------------------|---|-------------|
| ☐ |  | Earmold 3.0 |
|-----------------------|---|-------------|

Bedieningsregelaars

Met de tuimelschakelaar kunt u bijvoorbeeld een ander luisterprogramma kiezen. De audicien heeft de door u gewenste functies geprogrammeerd in de tuimelschakelaar.

Functie tuimelschakelaar	L	R
Kort indrukken:		
Programma omhoog/omlaag	☐	☐
Volume harder/zachter	☐	☐
CROS-niveau omhoog/omlaag	☐	☐
Ongeveer 2 seconden indrukken:		
Programma omhoog/omlaag	☐	☐
Volume harder/zachter	☐	☐
CROS-niveau omhoog/omlaag	☐	☐
Onderste knop langer dan 3 seconden indrukken:		
In-/uitschakelen	☒	☒

i

U kunt ook een afstandsbediening gebruiken om luisterprogramma's te kiezen en het volume van uw hoortoestellen aan te passen. Met onze smartphone-app beschikt u over nog meer bedieningsmogelijkheden.

Luisterprogramma's

1

2

3

4

5

6

Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Het kiezen van een luisterprogramma”.

Signaaltonen

Signaaltonen van de CROS-zender, zoals een piep als de batterij opraakt, worden naar het hoortoestel gestuurd.

Vraag uw audicien om de signaaltonen te configureren.

Dagelijks gebruik

De zender indoen en uitdoen

Kleurmarkeringen geven de zijde aan:


- rode markering = rechter oor
- blauwe markering = linker oor




Het toestel plaatsen:

- Zorg er bij Sleeves voor dat de bocht van de Sleeve is uitgelijnd met de bocht van de luidsprekerverbinding. Zie de volgende afbeeldingen.

Juist:



Niet juist:




- ▶ Houd de luidsprekerverbinding vast aan de bocht die zich het dichtst bij het oorstukje bevindt.
- ▶ Duw het oorstukje voorzichtig in de gehoorgang ❶.

- ▶ Draai het hoortoestel lichtjes tot het goed zit.

Open en sluit uw mond om te voorkomen dat er zich lucht in de gehoorgang ophoopt.

- ▶ Til het toestel omhoog en schuif het over de bovenzijde van uw oor ❷.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Draag de luidsprekerverbinding altijd met een oorstukje.
- ▶ Let erop dat het oorstukje volledig bevestigd is.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- ▶ Plaats het oorstukje voorzichtig en niet te diep in het oor.



- Het kan handig zijn om het **rechter** toestel met de **rechter** hand en het **linker** toestel met de **linker** hand te plaatsen.
- Als u problemen hebt met het inbrengen van het oorstukje, gebruikt u de andere hand om uw oorlel voorzichtig omlaag te trekken. Hierdoor gaat de gehoorgang open en kan het oorstukje gemakkelijker worden ingebracht.

De optionele vasthouddraad zorgt ervoor dat het oorstukje veilig in uw oor blijft zitten. Om de optionele vasthouddraad te bevestigen:


Concha Lock Sleeve 3.0

- Lijn de Concha Lock Sleeve 3.0 uit met de luidspreker zoals aangegeven op de afbeelding. Schuif de Concha Lock Sleeve 3.0 vervolgens zo over de luidspreker dat deze stevig zit.



Concha Lock 3.0

- Lijn het uiteinde van de vasthouddraad uit met het platte uiteinde van de luidspreker.



- Druk vervolgens de vasthouddraad richting de luidspreker totdat deze vastklikt.




Om de vasthouddraad te plaatsen:

- Buig de vasthouddraad en plaats deze zorgvuldig in het dieper gelegen deel van uw oor (zie afbeelding).



Een toestel verwijderen:

- Til het toestel omhoog en schuif het over de bovenzijde van uw oor ①.
- Als uw toestel is voorzien van een op maat gemaakt oorstukje of een mold, verwijdert u deze door het kleine koord naar de achterzijde van uw hoofd te trekken.
- Voor alle andere oorstukjes: Pak de luidspreker in de gehoorgang vast met twee vingers en trek de luidspreker voorzichtig uit het oor ②.



Trek niet aan de luidsprekerverbinding.



VOORZICHTIG

Risico op letsel!

- In zeer zelden voorkomende gevallen kan het oorstukje in uw gehoorgang achterblijven wanneer u het toestel uitneemt. Als dit gebeurt, laat het oorstukje dan verwijderen door een medisch specialist.

Reinig en droog uw toestel na gebruik. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk “Onderhoud en verzorging”.

In- en uitschakelen

U heeft de volgende mogelijkheden om uw toestel in of uit te schakelen.

Via de oplader:

- Inschakelen: Haal het toestel uit de oplader.

In uw hoortoestel wordt de beginmelodie afgespeeld. Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.

- Uitschakelen: Plaats het toestel in de oplader.

Zie voor meer informatie de gebruikershandleiding van de oplader.

Via de tuimelschakelaar:

- Inschakelen: Houd het onderste deel van de tuimelschakelaar ingedrukt totdat de opstartmelodie klinkt. Laat de tuimelschakelaar los terwijl de melodie wordt afgespeeld.



Het **standaard** volume en luisterprogramma zijn ingesteld.

- Uitschakelen: Houd het onderste deel van de tuimelschakelaar enkele seconden ingedrukt. Er wordt een afsluitlemelodie afgespeeld.



Overschakelen naar standby-stand

Met de afstandsbediening kunt u uw hoortoestellen in de stand-by modus zetten. Dit dempt de hoortoestellen. Wanneer u de stand-bystand verlaat, worden het **laatst gebruikte** volume en luisterprogramma ingesteld.

Opmerking:

- In stand-bystand worden de hoortoestellen **niet** volledig uitgeschakeld. Ze verbruiken een kleine hoeveelheid stroom.

Daarom bevelen we aan om de stand-bystand alleen voor korte tijd te gebruiken.

- Als u de stand-bystand wilt verlaten, maar geen toegang hebt tot de afstandsbediening: Zet uw hoortoestellen uit en opnieuw aan (met de tuimelschakelaar of door ze even in de lader te plaatsen tot minstens een LED gaat branden). In dit geval worden het **standaard** volume en luisterprogramma ingesteld.

Het kiezen van een luisterprogramma

Afhankelijk van de luistersituatie past uw toestel het geluid automatisch aan.

Uw toestel heeft mogelijk ook een aantal luisterprogramma's waarmee u het geluid, indien nodig, kunt wijzigen. Een optionele signaaltoon kan de programmawijziging aangeven.

- Druk kort op de tuimelschakelaar om van hoorprogramma te wisselen.

Zie het hoofdstuk “Bedieningsknoppen” om de tuimelschakelaar in te stellen. Zie het hoofdstuk “Luisterprogramma's” voor een lijst van uw luisterprogramma's.

Het standaard volume wordt toegepast.

Opladen

Voor het opladen kunt u kiezen uit verschillende opties:



-
- 1** Charging Station R **3** Charging+ Station R
- 2** Travel Charger RIC
-

- Plaats uw hoortoestellen in de lader.
- Volg de instructies in de gebruiksaanwijzing van de lader. U vindt ook nuttige laadtips in de gebruiksaanwijzing van de lader.



Reinig de oplaadcontactpunten van uw hoortoestellen voordat u uw hoortoestellen in de oplader doet. Volg daarbij de instructies in het hoofdstuk “Onderhoud en verzorging”.

Indicatie van laag vermogen

U hoort een alarmsignaal dat aangeeft dat de powercell bijna leeg is. Het signaal wordt om de 15 tot 30 minuten herhaald, afhankelijk van de instelling. Afhankelijk van het gebruik van uw hoortoestellen heeft u ongeveer 1,5 uur de tijd om uw hoortoestellen op te laden voordat deze stoppen met werken.

Houd er rekening mee dat de accu sneller leegloopt als er te veel functies tegelijkertijd worden gebruikt.

Onderhoud en verzorging

Om schade te voorkomen, is het belangrijk dat u zorg draagt voor uw toestel en dat u een aantal basisregels volgt. Deze zullen snel deel gaan uitmaken van uw dagelijkse routine.

Zender

Reinigen

Uw toestel heeft een beschermende coating. Als het echter niet regelmatig wordt gereinigd, kan het toestel beschadigd raken of kan het persoonlijk letsel veroorzaken.

- ▶ Reinig uw toestel dagelijks met een zachte, droge doek.
- ▶ Gebruik nooit stromend water en dompel het toestel nooit onder in water.
- ▶ Oefen nooit druk uit tijdens het reinigen.
- ▶ Gebruik geen alcoholoplossingen op het laadcontact.
- ▶ Gebruik om corrosie te voorkomen een zachte, droge doek om zweet of andere vloeistoffen van het laadcontact of het toestel te vegen voordat u het in de oplader doet.
- ▶ Informeer bij uw audicien naar aanbevolen reinigingsproducten, speciale verzorgingssets en verdere informatie over hoe u uw toestel in een optimale toestand kunt houden.



Drogen

U kunt gewone producten gebruiken om uw toestel te drogen. Informeer bij uw audicien naar aanbevolen droogproducten en individuele instructies over wanneer u uw toestel moet drogen.

Opslag

- Opslag voor korte tijd (tot enkele dagen): Schakel uw toestel uit via de tuimelschakelaar of plaats het in een op de netspanning aangesloten oplader.

De oplader moet aangesloten zijn op de voedingsbron. Als de oplader niet is aangesloten op de voedingsbron en u uw toestel in de oplader plaatst, wordt het toestel **niet** uitgeschakeld.

Als u het toestel uitschakelt via een afstandsbediening of smartphone-app, wordt het toestel **niet** volledig uitgeschakeld. Het toestel bevindt zich in de stand-bystand en verbruikt nog een beetje stroom.

- Opslag voor lange tijd (weken, maanden, ...): Laad uw toestel eerst volledig op. Schakel het toestel vóór opslag uit via de tuimelschakelaar. Wij raden aan om droogproducten te gebruiken bij het opbergen van het toestel.

Elke 6 maanden moet u het toestel opladen om een niet-herstelbare diepe ontlading van de oplaadbare lithium-ionbatterij te voorkomen. Diep ontladen batterijen kunnen niet meer worden opgeladen en moeten worden vervangen. Wij raden aan om vaker dan om de 6 maanden op te laden.

Houd rekening met de opslagomstandigheden in het hoofdstuk “Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden”.

Oorstukjes


Reinigen

Cerumen (oorsmeer) kan zich opstapelen op de oorstukjes. Dit kan de geluidskwaliteit beïnvloeden. Reinig de oorstukjes dagelijks.

Voor alle type oorstukjes:

- Reinig het oorstukje onmiddellijk na verwijdering met een zachte, droge doek.


Dit voorkomt dat oorsmeer droog en hard wordt.




Vervangen

Vervang standaard oorstukjes ongeveer elke drie maanden. Vervang ze eerder als u scheurtjes of andere wijzigingen opmerkt. De procedure voor het vervangen van standaard oorstukjes is afhankelijk van het type oorstukje. In hoofdstuk “Componenten en benamingen”, heeft uw audicien uw type oorstukje aangeduid.

- Om een oude oordop of Sleeve te verwijderen, volgt u de onderstaande afbeelding. Zorg ervoor dat u niet aan de luidsprekerverbinding trekt.



- Let erop dat de nieuwe oordop of Sleeve de retentieringen van de luidspreker volledig bedekt.
- Controleer of de nieuwe oordop of Sleeve stevig vastzit.



Professioneel onderhoud

Uw audicien kan uw hoortoestellen grondig reinigen en onderhouden.

Op maat gemaakte oorstukjes en cerumenfilters moeten door uw audicien worden vervangen.

Vraag uw audicien naar uw individuele onderhoudstermijnen en ondersteuning.

Meer informatie

Accessoires

U kunt uw toestel op afstand bedienen met behulp van een smartphone app (in veel landen beschikbaar).

Met deze app kunt u uw toestel vanaf uw smartphone aanpassen en zelfs uw gehoorbeleving aan uw persoonlijke voorkeur aanpassen.

Raadpleeg uw audicien voor meer informatie.

Verklaring van symbolen

In dit document gebruikte symbolen



Duidt op een situatie die tot ernstige, middelzware of lichte letsels kan leiden.



Maakt u attent op mogelijke materiële schade.



Advies en tips over hoe u beter kunt omgaan met uw apparaat.

Symbolen op het apparaat of de verpakking



CE-conformiteitslabel, bevestigt de conformiteit met bepaalde Europese Richtlijnen, zie het hoofdstuk “Conformiteitsinformatie”.



Conformiteitslabel EMC- en radiocommunicatie Australië, zie het hoofdstuk “Conformiteitsinformatie”.



Geeft de wettelijke fabrikant van het apparaat aan.



Werp het apparaat niet weg met gewoon huishoudelijk afval. Lees meer in het hoofdstuk “Verwijderingsinformatie”.



Lees de instructies in deze gebruiksaanwijzing en neem deze in acht.



Medisch hulpmiddel

Gebruiks-, transport- en opslagomstandigheden

Het toestel werkt in de volgende omgevingsomstandigheden (geldt ook als het toestel niet wordt gebruikt):

Gebruiksomstandigheden	Ontladen	Opladen
Temperatuur	0–50 °C 32–122°F	10–35 °C 50–95 °F
Relatieve luchtvochtigheid	5–93%	5–93%
Atmosferische druk	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Neem tijdens langdurige periodes van transport en opslag de volgende voorwaarden in acht:

	Opslag	Transport
Temperatuur (aanbevolen)	10–25 °C 50–77°F	-20–60 °C -4–140 °F
Temperatuur (maximaal bereik)	10–40 °C 50–104 °F	-20–60 °C -4–140 °F
Relatieve luchtvochtigheid (aanbevolen)	20–80%	5–90%
Relatieve luchtvochtigheid (maximaal bereik)	10–80%	5–90%
Atmosferische druk	700–1060 hPa	700–1060 hPa

Houd er rekening mee dat u het toestel ten minste om de 6 maanden moet opladen. We raden u aan het toestel elke 3 maanden op te laden. Meer informatie vindt u in het hoofdstuk "Onderhoud en verzorging".

Voor andere onderdelen, zoals de lader, kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn.



AANWIJZING

Bewaar uw hoortoestellen indien niet gebruikt in de meegeleverde etui of oplaaddoos (indien van toepassing) en altijd buiten bereik van kinderen.



WAARSCHUWING

Risico van letsel, brand of explosie tijdens verzending.

- ▶ Verzend lithium-batterijen en hoortoestellen volgens de plaatselijke voorschriften.

Verwijderingsinformatie

- ▶ Vermijd milieuvervuiling, gooi geen accu's of toestellen bij het huishoudelijk afval.
- ▶ Recycle of verwijder verpakkingen, accu's en toestellen volgens de lokale voorschriften.

Problemen oplossen

Problemen en mogelijke oplossingen

Het hoortoestel zendt signaaltönen uit

- Laad het toestel op.
 - Zie de gebruiksaanwijzing van uw hoortoestel.
-

Het toestel werkt niet.

- Schakel het toestel in.
 - Laad het toestel op. Let ook op de status-LEDs op de oplader.
-

Het toestel laat niet op.

- Controleer of de voeding van de lader correct is aangesloten.
 - Controleer of het toestel goed in de lader is geplaatst.
 - Reinig de oplaadcontactpunten van uw toestel.
 - Reinig de oplaadcontactpunten van uw lader.
-

Neem contact op met uw audicien als u overige problemen ondervindt.

Conformiteitsinformatie

De CE-markering geeft conformiteit met de volgende Europese richtlijnen en voorschriften aan:

- 2017/745 betreffende medische hulpmiddelen.
- 2014/53/EU betreffende radioapparatuur.
- 2011/65/EU betreffende de beperking van gevaarlijke stoffen.

De volledig tekst van de conformiteitsverklaring kan worden verkregen van www.wsaud.com.

De ACMA conformiteitsmarkering  geeft de conformiteit met de elektromagnetische interferentienormen aan, die opgesteld zijn door de Australian Communications and Media Authority (ACMA).

Toestellen met de FCC-markering komen overeen met de normen van de FCC m.b.t. elektromagnetische interferentie.

Dit klasse B digitale apparaat voldoet aan de Canadese ICES-003.

Dit toestel voldoet aan deel 15 van de FCC-regels en aan ISSED's licentie-vrijstelling RSSs.

De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden:

- Dit toestel mag geen schadelijke storing veroorzaken, en
- dit apparaat moet bestand zijn tegen ontvangen interferentie, inclusief interferentie die tot een ongewenste werking kan leiden.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen voor een klasse B digitaal apparaat, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels. Deze grenzen zijn bedoeld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een installatie in een woonomgeving. Deze apparatuur genereert en gebruikt radiofrequente energie en kan deze ook uitstralen. Als deze apparatuur niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan deze schadelijke interferentie veroorzaken bij radioverbindingen. Er wordt echter niet gegarandeerd dat er in een bepaalde installatie geen interferentie kan optreden. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door de apparatuur uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker verzocht om te proberen de interferentie te verhelpen via een of meer van de volgende maatregelen:

- Richt de antenne opnieuw of verplaats deze.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de luidspreker.
- Sluit de apparatuur aan op een stopcontact binnen een ander circuit dan waarop de luidspreker is aangesloten.
- Raadpleeg de leverancier of een ervaren radio/tv-reparateur.

FCC waarschuwing: Wanneer wijzigingen of aanpassingen worden toegebracht zonder uitdrukkelijke toestemming van de partij die verantwoordelijk is voor deze overeenstemming, kan het recht van de gebruiker komen te vervallen om deze apparatuur te gebruiken.

Specifieke nationale informatie

VS en Canada

Informatie over certificering voor toestellen met draadloze functie:

CROS R Li 8

- HVIN: RFM003
- Bevat FCC ID: 2AXDT-RFM003
- Bevat IC: 26428-RFM003

Belangrijke veiligheidsinformatie

Oplaadbare lithium-ionbatterij (accu)



WAARSCHUWING

In uw hoortoestel is permanent een oplaadbare lithium-ionbatterij ingebouwd. Door onjuist gebruik van het hoortoestel kan de oplaadbare batterij barsten.

Risico van letsel, brand of explosie!

- ▶ Volg de veiligheidsinstructies voor oplaadbare lithium-ionbatterijen in dit hoofdstuk.



WAARSCHUWING

Risico van elektrische schok!

- ▶ Sluit de oplader alleen aan met een USB-stroomkabel die voldoet aan IEC 60950-1 en/of IEC 62368-1.



WAARSCHUWING

- ▶ Neem de gebruiksomstandigheden in acht.
- ▶ Let er in het bijzonder op dat u uw toestel beschermt tegen extreme hitte (bijv. vuur, magnetron, inductiefornuis of andere hoge inductievelden) en zonlicht.
- ▶ Laad uw hoortoestellen alleen op met een goedgekeurde lader. Vraag uw audicien om hulp.
- ▶ Het toestel niet demonteren.
- ▶ Het toestel niet gebruiken in explosieve omgevingen.
- ▶ Gebruik geen toestellen die vervormd of duidelijk beschadigd zijn.
- ▶ Het toestel niet gebruiken als de prestaties na het opladen sterk verminderen. Breng het toestel terug naar uw audicien.
- ▶ Gooi het toestel niet weg door middel van vuur of water.



WAARSCHUWING

Vervanging en herstel mag alleen door een specialist gebeuren. Daarom:

- ▶ De oplaadbare lithium-ion-batterij niet zelf herstellen of vervangen.
- ▶ In het onwaarschijnlijke geval dat een oplaadbare lithium-ion-batterij barst of explodeert, alle brandbare materialen buiten bereik houden.

Breng in alle bovenstaande gevallen uw toestel terug naar de audicien.

Persoonlijke veiligheid



WAARSCHUWING

Risico van beïnvloeding van elektronische apparatuur!

- ▶ In omgevingen waar beperkingen gelden voor het gebruik van elektronica of draadloze apparatuur, dient u te verifiëren of uw apparaat uitgeschakeld moet worden.



WAARSCHUWING

Risico op letsel!

- ▶ Gebruik duidelijk beschadigde toestellen niet en breng ze terug naar het verkooppunt.



WAARSCHUWING

Houd er rekening mee dat alle onbevoegde veranderingen aan het product schade aan het product of persoonlijk letsel kunnen veroorzaken.

- ▶ Alleen gebruik van goedgekeurde onderdelen en accessoires is toegestaan. Vraag uw audicien om hulp.
- ▶ Wijzig dit product niet zonder toestemming van de fabrikant.
- ▶ Indien dit product wordt gewijzigd, moeten de nodige inspecties en tests worden uitgevoerd om een veilig gebruik van het product te garanderen.



WAARSCHUWING

Verstikkingsgevaar!

Uw toestel bevat kleine onderdelen die kunnen worden ingeslikt.

- ▶ Houd hoortoestellen, batterijen en accessoires buiten het bereik van kinderen en van mensen met een verstandelijke beperking.
- ▶ Raadpleeg, als onderdelen zijn ingeslikt, onmiddellijk een arts of ga naar een ziekenhuis.



WAARSCHUWING

Neem bij inslikken van de accu contact op met de Poisons Information Hotline via 13 11 26 in Australië en 0800 764 766 in Nieuw-Zeeland. Voor andere landen, neem contact op met het plaatselijke vergiftigingscentrum of de huisarts.



WAARSCHUWING

Uw toestel kan het volume van bepaalde achtergrondgeluiden verminderen, mogelijk ook verkeers- of waarschuwingssignalen.



WAARSCHUWING

Risico van explosie!

- Gebruik uw apparatuur niet in een omgeving waar explosiegevaar heerst (bijv. in de mijnbouw).



WAARSCHUWING

Interferentie met implanteerbare toestellen

- Het toestel kan gebruikt worden met alle elektronische implantaten die overeenkomen met ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, de norm betreffende elektromagnetische compatibiliteit voor menselijke implantaten.
- Indien uw implantaat niet voldoet aan de norm ANSI/AAMI/ISO 14117:2012, moet u contact opnemen met de fabrikant van uw implanteerbare apparaat voor informatie over het storingsrisico.

Contra-indicaties



WAARSCHUWING

Raadpleeg een audicien als u last heeft van ongebruikelijke bijwerkingen, zoals huidirritatie, overmatige ophoping van oorsmeer, duizeligheid, verandering in uw gehoor, of als u denkt dat er een vreemd voorwerp in uw gehoorgang zit.



WAARSCHUWING

Als u een contactallergie heeft, raadpleeg dan de fabrikant van het hoortoestel over de aanwezigheid van het allergeen voordat u het hoortoestel gebruikt. Ontstaat er een allergische reactie na het dragen van het hoortoestel, stop dan met het gebruik en neem contact op met uw huisarts.



WAARSCHUWING

Een audicien moet een toekomstige gebruiker van een toestel adviseren om een bevoegde arts te raadplegen voordat het toestel wordt gebruikt als de audicien heeft vastgesteld dat de toekomstige gebruiker een van de volgende aandoeningen heeft:

- ▶ Zichtbare erfelijke of traumatische vervorming van het oor.
- ▶ Eerder voorkomend loopoor in de voorafgaande 90 dagen.
- ▶ Eerder voorkomend of snel progressief gehoorverlies in de voorafgaande 90 dagen.
- ▶ Acute of chronische duizeligheid.
- ▶ Enkelzijdig gehoorverlies of plotseling of recent ontstaan hiervan in de voorafgaande 90 dagen.
- ▶ Audiometrische air-bone gap gelijk aan of groter dan 15 dB bij 500 Hz, 1.000 Hz en 2.000 Hz.
- ▶ Zichtbaar bewijs van significante cerumenophoping of een vreemd lichaam in de gehoorgang.
- ▶ Pijn of ongemak in het oor (bijv. kort geleden of momenteel een oorontsteking).

Productveiligheid



AANWIJZING

- Bescherm uw apparatuur voor extreme hitte. Stel ze niet bloot aan direct zonlicht.



AANWIJZING

- Droog uw apparatuur niet in de magnetron.



AANWIJZING

Verschillende typen krachtige straling, bijv. bij röntgen- of MRI- onderzoek van het hoofd, kan apparatuur beschadigd raken.

- Gebruik de apparatuur niet tijdens deze of vergelijkbare procedures.

Zwakkere straling, bijv. van radio-apparatuur of bij beveiliging op het vliegveld, beschadigt de apparatuur niet.



AANWIJZING

- Bescherm uw apparatuur voor hoge luchtvochtigheid. Draag ze niet onder de douche of wanneer u make-up, parfum, aftershave, haarlak of zonnebrandmiddel opdoet.



In sommige landen gelden restricties voor het gebruik van draadloze apparatuur.

- Neem contact op met de plaatselijke overheid voor meer informatie.



AANWIJZING

Uw toestel is zo ontworpen dat het voldoet aan internationale normen voor elektromagnetische compatibiliteit, maar het is mogelijk dat het interferentie veroorzaakt van elektronische apparatuur die dicht bij het toestel is geplaatst. Blijf in dat geval op enige afstand van de bron van de interferentie.

Service en garantie

Serienummers

Links:

Rechts:

Servicedatums

1:

4:

2:

5:

3:

6:

Garantie

Datum aankoop:

Garantieperiode in maanden:

Uw audicien

 **Wettelijke fabrikant**

WSAUD A/S

Nymøllevej 6

3540 Lyngø

Denemarken

Document No. 05621-99T01-5400 NL

Order/Item No. 210 375 35

Master Rev01, 11.2023

www.wsaud.com

© 01.2024, WSAUD A/S. All rights reserved


0123

www.audioservice.com