



ReSound Ligo™





Handleiding

Receiver-in-het-oor-hoortoestellen

GN Making Life Sound Better

Linker hoortoestel		Rechter hoortoestel	
Serienummer		Serienummer	
Modelnummer		Modelnummer	
Type receiver	<input type="checkbox"/> Low Power <input type="checkbox"/> Medium Power <input type="checkbox"/> High Power <input type="checkbox"/> Ultra Power	Type receiver	<input type="checkbox"/> Low Power <input type="checkbox"/> Medium Power <input type="checkbox"/> High Power <input type="checkbox"/> Ultra Power
Maat slangetje	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4	Maat slangetje	<input type="checkbox"/> 0 <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4
Batterijtype	<input type="checkbox"/> 312 <input type="checkbox"/> 13		

Open/standaard aanpassing:	<input type="checkbox"/> Klein <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot	<input type="checkbox"/> Klein <input type="checkbox"/> Gemiddeld <input type="checkbox"/> Groot	<input type="checkbox"/> Tulpvormig	<input type="checkbox"/> Oorstukje
	Open eartip	Power eartip	Tulpvormige eartip	Op maat gemaakt oorstukje

Programma	Pieptoon	Beschrijving
1		
2		
3		
4		

Specifieke functies die door uw hoortoestel worden ondersteund:

- SmartStart op pagina 13
- PhoneNow op pagina 22
- Luisterspoel op pagina 24
- Direct Audio Input op pagina 26
- Tinnitus Sound Generator op pagina 29

De twee types hoortoestellen in deze gebruikershandleiding zijn:

BRIE, FCC ID: X26BRIE, IC: 6941C-BRIE; **VE312**, FCC ID: X26VE312, IC: 6941C-VE312. Zie pagina 7 voor een lijst met varianten van deze types.

Dit apparaat werkt binnen het frequentiebereik 2,4GHz - 2,48 GHz. Dit apparaat bevat een RF-zender die werkt in het bereik 2,4 GHz - 2,48 GHz.

1 Inleiding

Gefeliciteerd met de aankoop van uw nieuwe hoortoestellen. Geniet van de innovatieve geluidstechnologie en het design van ReSound. De instellingen die door uw hoorspecialist zijn geprogrammeerd zorgen voor een uitstekende geluidskwaliteit. Zowel thuis, op uw werk als tijdens sociale activiteiten.

Met behulp van deze handleiding raakt u snel vertrouwd met alle functies van uw hoortoestellen. Lees de informatie zorgvuldig door, zodat u alle voordelen van uw toestel optimaal kunt benutten.

Heeft u na het lezen van deze handleiding nog vragen? Neem dan contact op met uw hoorspecialist.

2 Functie van uw hoortoestellen

Hoortoestellen zijn bestemd voor slechthorenden om hun gehoor te verbeteren. De essentiële taak van hoortoestellen is om geluid te ontvangen, te versterken en door te geven aan het trommelvlies van een slechthorende.

3 Gewend raken aan versterking

Het gaan dragen van hoortoestellen is vaak een grote stap. Toch is het de enige stap om comfortabeler te gaan horen. Het kost tijd en consistent gebruik om te wennen aan de versterking van uw hoortoestellen.

Zo profiteert nog meer van uw ReSound hoortoestellen:

- Draag de hoortoestellen regelmatig om eraan te wennen.
- Het kost tijd om te wennen aan hoortoestellen. Maak een schema om aan uw hoortoestellen te wennen. Vraag zo nodig uw hoorspecialist om advies.
- Raakt u al wat meer gewend aan uw hoortoestellen? Draag ze dan langer achter elkaar in verschillende luistersituaties.

Het duurt soms wel een paar maanden voordat uw hersenen helemaal gewend zijn alle ‘nieuwe’ geluiden om u heen. Volgt u bovenstaande tips op, dan kunnen uw hersenen geleidelijk versterking leren interpreteren. Zo ervaart u nog meer voordeel van uw hoortoestellen van Resound.

4 Verklaring

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC- en de ISED-regels.

Gebruik is alleen toegestaan als het aan de volgende twee voorwaarden voldoet. Dit apparaat:

1. mag geen storende interferentie veroorzaken.
2. moet elke interferentie accepteren, inclusief storing die het apparaat niet goed meer laat werken.



LET OP: dit apparaat is getest en voldoet aan de eisen die aan een Klasse B digitaal apparaat worden gesteld, overeenkomstig deel 15 van de FCC-regels en ISED-regels. Deze regels zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen storende interferentie wanneer het apparaat functioneert in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en werkt met radiofrequentie-energie en kan dit ook uitstralen. Als de installatie en het gebruik van het apparaat niet volgens de instructies worden uitgevoerd, kan dat leiden tot storende interferentie op radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie zal optreden bij een individuele installatie. U controleert of dit apparaat storende interferentie veroorzaakt bij radio- of televisieontvangst door het aan en uit te zetten. U kunt de interferentie wellicht corrigeren met een van de volgende maatregelen:

- De antenne van de ontvanger opnieuw richten of verplaatsen.
- De afstand tussen de ontvanger en het apparaat vergroten.
- Dit apparaat op een ander voedingscircuit aansluiten dan de ontvanger.
- De verkoper of een ervaren radio/televisiemonteur raadplegen.

Veranderingen of modificaties kunnen het recht tot gebruik van dit apparaat ongeldig maken.

Deze producten zijn in overeenstemming met de volgende standaard reglementen:

- In de EU: het toestel voldoet aan de Essentiële vereisten volgens Annex 1 van de Richtlijn 93/42/EEC voor medische apparatuur (MDD).
- Hierbij verklaart GN ReSound A/S dat de radioapparatuurtypes BRIE en VE312 in overeenstemming zijn met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de Europese conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres: www.declarations.resound.com
- In de VS: FCC CFR 47 Deel 15, subonderdeel C.
- In landen buiten de EU en de VS gelden andere internationale reglementaire vereisten. Zie voor desbetreffende gebieden de nationaal geldende vereisten.
- In Canada: deze hoortoestellen zijn gecertificeerd onder de regels van ISED.
- Voldoet aan Japanse radiowetgeving en Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving. Dit toestel is goedgekeurd conform de Japanse radiowetgeving (電波法) en de Japanse zakelijke telecommunicatiewetgeving (電気通信事業法). Dit toestel mag niet gemodificeerd worden (anders wordt het toegekende bestemmingsnummer ongeldig).

Patenten: US 7,593,537 US 8,00,849

Mini Receiver-In-het-oor (RIE) hoortoestellen van het type **VE312** met FCC ID: X26VE312, IC-nummer 6941C-VE312 en batterijtype **312** zijn verkrijgbaar in de volgende varianten:

LI761-DRW, LI561-DRW, LI461-DRW

Luidspreker-in-het-Oor (RIE) hoortoestellen van het type **BRIE** met FCC ID X26BRIE, IC-nummer 6941-BRIE en batterijtype **13** zijn verkrijgbaar in de volgende varianten:

LI762-DRW, LI562-DRW, LI462-DRW

5 Inhoud

1	Inleiding	4
2	Functie van uw hoortoestellen	4
3	Wennen aan versterking	5
4	Verklaring	6
5	Inhoud	8
6	Beschrijving	10
6.1	Uw hoortoestel LI61/LI62	10
6.2	Het linker- en rechttoestel herkennen	12
7	Van start	13
7.1	AAN en UIT zetten	13
7.1.1	SmartStart	13
7.2	De batterij plaatsen/vervangen	13
7.3	Indicatie batterij bijna leeg	14
7.3.1	Indicatie batterij bijna leeg, alleen wanneer gekoppeld met draadloze accessoires	15
7.4	Hoortoestel plaatsen/uitnemen	16
7.4.1	Oorstukje plaatsen	16
7.4.2	Oorstukje uitnemen	17
7.4.3	ThinTube met eartip plaatsen	17
7.4.4	ThinTube met eartip verwijderen	18
7.4.5	Sportbocht	18
7.5	Bediening van het hoortoestel	18
7.5.1	Drukknopje en multifunctioneel knopje	18
8	Telefoongebruik	21



8.1	ReSound hoortoestellen gebruiken met smartphone apps	22
8.2	Mobiele telefoons	22
8.3	PhoneNow	22
8.3.1	Plaatsen van de PhoneNow-magneten	23
8.3.2	Gebruik van PhoneNow	23
8.4	Luisterspoel (alleen 62-DRW)	24
8.4.1	Ringleidingsystemen	25
8.4.2	HAC-telefoon	25
8.5	Direct Audio Input (optioneel)	26
8.5.1	DAI-schoen aansluiten	27
8.5.2	DAI-schoen loskoppelen	27
8.6	Vliegtuigmodus (optioneel)	28
9	Tinnitus Sound Generator (TSG)-module	29
9.1	Beoogd gebruik van de TSG-module	29
9.2	Gebruikersinstructies voor de TSG-module	29
9.2.1	Beschrijving van het toestel	29
9.2.2	Werking van het toestel	29
9.2.3	TSG-volumebediening	30
9.3	TSG gebruiken met smartphone apps	31
9.4	De wetenschappelijke concepten die de basis vormen voor het toestel	31
9.5	Technische specificaties	31
9.5.1	Signaalverwerkingstechnologie	31
9.5.2	Beschikbare geluiden	32








9.6	Voorgeschreven gebruik van een hoortoestel met Tinnitus Sound Generator (TSG).....	32	17	Waarschuwingen PhoneNow	43
9.7	Belangrijk voor potentiële gebruikers van een sound generator	33	17.1	Voorzorgsmaatregelen PhoneNow	43
10	Het luidsprekerlangetje	34	18	Belangrijke punten voor FM	44
11	Eartips plaatsen	34	19	Waarschuwingen Tinnitus Sound Generator (TSG).....	45
11.1	ReSound-eartips	34	19.1	Voorzorgsmaatregelen TSG	45
11.2	ReSound tulpvormige eartips	35	19.2	Waarschuwing TSG voor hoorspecialisten.....	45
12	Draadloze accessoires.....	36	20	Waarschuwingen batterij.....	47
13	ReSound e-Assist (optioneel)	36	21	Wat u van uw hoortoestel kunt verwachten	47
14	Onderhoud.....	37	22	Waarschuwing voor hoorspecialisten (alleen VS)	48
14.1	Dagelijks onderhoud.....	38	23	Belangrijk voor potentiële gebruikers van hoortoestellen (alleen VS) ...	48
14.2	De luidsprekerlangetjes en eartips reinigen	38	24	Kinderen met gehoorverlies (alleen VS)	49
14.3	Reinigen van RIE of oorstukjes (geldt niet voor UP-oorstukjes)	38	25	Technische specificaties	50
14.4	Vervangen van het oorsmeerfilter voor het receiverslangetje	39	25.1	RIE LP-receiver.....	50
15	Algemene waarschuwingen	40		RIE MP-receiver.....	51
16	ReSound hoortoestellen gebruiken met ReSound apps voor smartphones	42		RIE HP-receiver	52
16.1	Gebruik van ReSound apps voor smartphones:	42		RIE UP-receiver	53
16.2	Algemene voorzorgsmaatregelen	42	26	Problemen oplossen	54
			27	Garanties en reparaties	58
			28	Temperatuurtest, transport en opslaginformatie.....	59

6 Beschrijving

6.1 Uw hoortoestel – LI 61 / LI 62

1. Receiverslangetje
2. Open eartip
3. Tulpvormige eartip
4. Power eartip
5. RIE-oorstukje
6. Sportbocht
7. Batterijlade
8. Receiver
9. Drukknop (alleen voor LI61-modellen)
10. Multifunctionele knop
11. LP-receiverslangetje
12. MP-receiverslangetje
13. HP-receiverslangetje
14. UP-receiver/oorstukje
15. Model en serienummer (in batterijlade)
16. Direct Audio Input (DAI)





6.2 Het linker- en rechertoestel herkennen

Heeft u twee hoortoestellen, dan zijn de instellingen voor uw linkeroor waarschijnlijk anders dan die voor uw rechteroor. Verwissel ze niet. Let hierop bij het reinigen, opbergen en plaatsen van de hoortoestellen.



Links



Rechts


Uw hoorspecialist kan uw hoortoestellen voor u markeren met een kleurcode. Links is blauw en rechts is rood.

7 Van start

Als u de hoortoestellen in uw oor geplaatst hebt, kunt u ze inschakelen. De hoortoestellen starten altijd in programma 1, met een vooraf ingesteld volume.

7.1 Aan- en uitzetten


1. Sluit de batterijlade. Het hoortoestel start in programma 1 (één).
2. Open de batterijlade om het hoortoestel uit te schakelen. Gebruik uw vingernagel om hem open te trekken.



7.1.1 SmartStart


SmartStart vertraagt de inschakeltijd van uw hoortoestellen. Zo heeft u meer tijd om ze in te doen nadat u de batterijlade heeft gesloten. U hoort gedurende de opstarttijd iedere seconde een toon (5 keer of 10 keer) ♪♪♪ etc.

Als u wilt dat de hoortoestellen al inschakelen als u de batterijlade sluit, dan kan uw hoorspecialist de functie SmartStart deactiveren.



7.2 De batterij plaatsen/vervangen

1. Open de batterijlade helemaal met uw vingernagel. Verwijder de oude batterij.
2. Neem de nieuwe batterij (zie pagina 2 voor informatie over het juiste batterijtype voor uw hoortoestel). Verwijder het beschermfolie om de batterij te activeren.



3. Wacht twee minuten met het plaatsen van de batterij in het hoortoestel.
4. Plaats de nieuwe batterij (let op de +pool; deze bevindt zich aan de bovenzijde). Let op: plaats de batterij altijd in de lade, nooit direct in het hoortoestel.
5. Sluit de batterijlade voorzichtig.



1. Gebruik altijd nieuwe zink-luchtbatterijen die nog minimaal een jaar houdbaar zijn.
2. Verwijder de batterijen als u de hoortoestellen lange tijd niet draagt, om schade door coroderende batterijen te voorkomen.
3. Schakel 's nachts het hoortoestel uit en open de batterijlade volledig. Zo kunt u vocht laten verdampen waardoor u de levensduur van de batterij verlengt.
4. Verliest uw hoortoestel vaak de verbinding met uw ReSound draadloze accessoires? Neemt u dan contact op met uw hoorspecialist om te kijken of u de juiste batterijen gebruikt.



WAARSCHUWING: batterijen, hoe klein ze ook zijn, bevatten gevaarlijke stoffen en dienen te worden gezien als klein chemisch afval. Dit is voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van het milieu. Houd batterijen ook buiten bereik van huisdieren, kinderen en mensen met een beperking.

7.3 Indicatie batterij bijna leeg

Het hoortoestel geeft geluiden minder sterk door en speelt een melodietje als de spanning van de batterij te laag is. Dit herhaalt zich iedere 15 minuten totdat het toestel zich automatisch uitschakelt.



LET OP: houd altijd reservebatterijen bij de hand.

7.3.1 Indicatie batterij bijna leeg, wanneer verbonden met draadloze accessoires

De batterijen gaan sneller leeg als u gebruik maakt van draadloze functies zoals streaming van uw televisie met onze TV Streamer. Wanneer de batterijen leeg raken, kunt u sommige ReSound draadloze accessoires niet meer gebruiken. U kunt ze weer gebruiken wanneer u een nieuwe batterij plaatst.

In onderstaande tabel ziet u hoe de functionaliteit vermindert als de batterijen leger raken.

Batterijniveau	Signaal	Hoortoestel	Afstandbediening	Streamen
Volledig opgeladen		✓	✓	✓
Bijna leeg		✓	✓	x
Leeg (batterij vervangen)		✓	x	x

7.4 Hoortoestel plaatsen/verwijderen

Schakel uw hoortoestellen voor uw gemak altijd uit voordat u ze plaatst of uitneemt.

7.4.1 Oorstukje plaatsen

1. Neem het oorstukje tussen duim en wijsvinger, met de 'punt' richting uw gehoorgang.
2. Schuif nu het oorstukje verder in uw gehoorgang met een voorzichtige, draaiende beweging.
3. Beweeg het oorstukje naar boven en onderen en druk het voorzichtig naar de juiste plek in uw oor. Uw mond open en dichtdoen kan dit vergemakkelijken.
4. Zorg dat de hoortoestellen goed achter het oor zitten.


Door oefening zult u een manier ontdekken die u het meest gemakkelijk vindt. Als het hoortoestel juist is geplaatst, zit het stevig maar comfortabel in uw oor.



LET OP: trek uw oorschelp voorzichtig naar achteren om het plaatsen te vergemakkelijken.



VOORZORGSMAATREGELEN: probeer nooit zelf uw hoortoestel, oorstukjes of slangetje te buigen of van vorm te veranderen.



7.4.2 Oorstukje verwijderen

1. Neem het hoortoestel achter uw oor vandaan. Laat het even naast uw oor hangen.
2. Pak met duim en wijsvinger het oorstukje of het verwijderkoordje vast (niet het hoortoestel of het slangetje).




OPMERKING: pak bij op maat gemaakte oorstukjes met ThinTube het verwijderkoordje en trek het oorstukje naar buiten.

3. Verwijder het oorstukje volledig door er voorzichtig aan te draaien.

7.4.3 ThinTube met eartip plaatsen

1. Hang het toestel over uw oor.
2. Pak het slangetje beet bij de kromming en duw de eartip in de gehoorgang. De eartip moet ver genoeg in de gehoorgang worden geplaatst, zodat het slangetje dicht langs de zijkant van uw hoofd ligt.



LET OP: het is belangrijk dat het geluidsslangetje en de eartip goed in uw gehoorgang geplaatst worden, om fluiten te voorkomen. Zie voor andere oorzaken van fluiten 'Problemen oplossen'.



VOORZORGSMAATREGELEN: probeer nooit de vorm van de ThinTube te veranderen.

7.4.4 ThinTube met eartip verwijderen

1. Houd de ThinTube met duim en wijsvinger vast en trek het slangetje naar buiten.

7.4.5 Sportbocht

Uw hoorspecialist kan de sportbocht plaatsen en afstellen.

7.5 Bediening van het hoortoestel


7.5.1 Programmaknopje en multifunctioneel knopje

Als u een hoortoestel hebt met een programma- of multifunctionele knop, kunt u maximaal vier verschillende luisterprogramma's programmeren. Ieder programma is geschikt voor bepaalde luistersituaties.


1. Druk op het programmaknopje om tussen programma's te wisselen.
2. U hoort één of meer tonen. Het aantal tonen geeft aan welk programma u heeft geselecteerd (één toon = programma 1, twee tonen = programma 2, etc.).
3. Als u de hoortoestellen uitschakelt en dan weer inschakelt, keren ze altijd terug naar de standaardinstelling (programma één en vooraf ingesteld volume).

U hoeft het volume dus niet handmatig aan te passen. Toch kunt u met de multifunctionele knop naast het regelen van de luisterprogramma's ook het volume naar uw wens regelen (alleen modellen 62-DRW).

Uw hoorspecialist kan de multifunctionele knop zo configureren dat u deze zowel kunt gebruiken om het volume als de luisterprogramma's te regelen.



Drukknop (alleen 61-modellen)



Multifunctionele knop (alleen 62-modellen)

Uw hoorspecialist kan de standaardinstellingen voor de drukknoop wijzigen. In onderstaande tabel kan hij de nieuwe instellingen invullen:

Indrukken multifunctionele knop	Standaardinstelling	Nieuwe instelling
Kort naar boven indrukken	Volume verhogen	
Kort naar beneden indrukken	Volume verlagen	
Lang naar boven indrukken (3 seconden)	Wisselen van programma	
Lang naar beneden indrukken (3 seconden)	Streaming activeren	



LET OP: als u twee hoortoestellen hebt waarop de Synchronisatieknop ingeschakeld is, dan worden volumewijzigingen in het ene toestel automatisch overgenomen door het andere toestel. Dan wordt de programmawijziging van het ene toestel automatisch ook toegepast in het andere toestel. Hetzelfde aantal bevestigingstonen wordt in het tweede toestel herhaald. De gesynchroniseerde drukknop kan ook zo geconfigureerd worden dat u het volume verhoogt als u de knop naar boven drukt en het verlaagt als u de knop naar beneden drukt. De volumewijzigingen worden dan in beide hoortoestellen toegepast.

8 Telefoongebruik

Met uw hoortoestel kunt u de telefoon gewoon gebruiken zoals u dat normaal doet. Telefoneren terwijl u uw hoortoestel draagt vergt vaak enige oefening. Een of meer van de volgende suggesties kunnen dan van pas komen.

1. Houd de telefoon tegen uw oor.
2. Houd de telefoon tegen de bovenzijde van het oor (dicht bij de microfoon)
3. Als u fluittonen hoort, moet u de telefoon even in dezelfde positie houden voordat het hoortoestel zich aanpast en het fluiten uitschakelt.
4. Het fluiten kan stoppen als u de telefoon iets verder van uw oor houdt.



LET OP: afhankelijk van uw wensen kan uw hoorspecialist een programma activeren dat speciaal geschikt is voor telefoneren.

8.1 ReSound hoortoestellen gebruiken met smartphone apps

Gebruik met smartphone apps:

- Meldingen van app-updates mogen worden uitgeschakeld. Installeer altijd de updates, om te zorgen dat de app correct blijft werken en altijd is bijgewerkt..
- De apps mogen alleen gebruikt worden waarvoor ze bedoeld zijn en alleen in combinatie met ReSound toestellen. ReSound aanvaardt geen aansprakelijkheid als de app gebruikt wordt voor andere toestellen.
- Als u graag een gedrukte versie van de gebruikershandleiding voor een smartphone app wilt, vraag deze dan aan via de klantenservice of ga naar onze website op www.resound.com/support.

8.2 Mobiele telefoons

Uw hoortoestel voldoet aan alle eisen met betrekking tot de Internationale Standaard voor Elektromagnetische Compatibiliteit. Niet alle mobiele telefoons zijn geschikt om in combinatie met de hoortoestellen te gebruiken.

Eventuele storing op uw hoortoestel kan aan uw mobiele telefoon of aan uw provider liggen.



LET OP: als het gebruik van uw mobiele telefoon in combinatie met uw hoortoestel niet tot de gewenste resultaten leidt, kan uw hoorspecialist u advies geven over eventuele draadloze accessoires om de mogelijkheden te vergroten.

8.3 PhoneNow

De functie PhoneNow schakelt u huidige luisterprogramma automatisch naar uw telefoonprogramma als u een telefoon, met een magneet, in de buurt van uw oor houdt. Als u de telefoon van uw oor haalt, keert het hoortoestel automatisch terug naar het vorige luisterprogramma.

8.3.1 Plaatsen van de PhoneNow-magneten

De PhoneNow-functie vereist de plaatsing van een PhoneNow-magneet op uw telefoonhoorn. Volg deze stappen om de PhoneNow-magneet correct te plaatsen:

1. Reinig de telefoonhoorn grondig.
2. Houd de telefoon verticaal vast, net als tijdens het bellen.
3. Plaats de magneten net onder het speakertje. Dek de speakeropeningen niet af. Als dit lastig is in het gebruik kunt u ook proberen of ze op een andere positie goed functioneren.



LET OP: als u niet tevreden bent met de kracht van PhoneNow, kunt u de positie van de

PhoneNow magneet veranderen of extra PhoneNow magneten gebruiken.

LET OP: voor het plaatsen van de magneet op de telefoon of mobiele telefoon, moet u de telefoon met een aanbevolen schoonmaakmiddel reinigen.

8.3.2 Gebruik van PhoneNow

1. Gebruik uw telefoon op de normale manier.
2. Een kort melodietje geeft aan dat de functie PhoneNow automatisch naar het telefoonprogramma geschakeld is.



LET OP: in het begin moet u wellicht even uitvinden hoe u de telefoon moet houden om Phone-Now goed te laten functioneren én om goed te verstaan.

Als u twee hoortoestellen hebt met ComfortPhone ingeschakeld, dan verlaagt het hoortoestel van het oor waar geen telefoonvolume is, automatisch het volume.

8.4 Luisterspoel (alleen 62-DRW)

Uw hoortoestel kan uitgerust zijn met een luisterspoel. Het luisterspoelprogramma kan spraakverstaan verbeteren met voor hoortoestel geschikte (HAC) telefoons én in theaters, bioscopen, kerken, enz. waar een ringleiding geïnstalleerd is.

De luisterspoel kan niet werken zonder een ringleiding (ook wel een inductielus genoemd) of een voor hoortoestellen geschikte (HAC) telefoon. Als u het luisterspoelprogramma inschakelt, pikken uw hoortoestellen signalen op van de ringleiding of HAC-telefoon.



LET OP: als u problemen hebt met de ringleiding, vraag uw hoorspecialist dan om het programma aan te passen.

LET OP: als er bij een ringleiding geen geluid is als u het luisterspoelprogramma geactiveerd hebt, kan de ringleiding uitgeschakeld zijn of niet correct werken.

8.4.1 Ringleidingsystemen

Volg deze stappen om ringleidingsystemen te gebruiken:


1. Schakel uw hoortoestel naar het Luisterspoelprogramma.
2. Vind een goede plek. De ontvangst is niet op alle plekken helder; dit hangt af van de ringleiding. Kijk of het wordt aangegeven of zoek een andere plek om te zitten.
3. Pas indien nodig het volume aan.
4. Schakel als u weggaat naar programma 1.

8.4.2 HAC-telefoon

De luisterspoel pikt het luisterspoelsignaal van de HAC-telefoon op en zet dit om in geluid.

Volg deze stappen om de HAC-telefoon te gebruiken:

1. Schakel uw hoortoestel naar het Luisterspoelprogramma.
2. Pak de telefoon en begin een gesprek of beantwoord een oproep.
3. Houd de telefoon achter uw oor, in de buurt van het hoortoestel, en kantel hem een beetje naar buiten.
4. Luister naar de beltoon en beweeg de telefoon een beetje voor de beste ontvangst.
5. Pas indien nodig het volume aan.
6. Schakel als u ophangt naar programma 1.



LET OP: als de telefoon een slecht luisterspoelsignaal heeft, gebruik dan het microfoonprogramma. Houd om fluiten te voorkomen de telefoon niet te dicht bij uw oor.

8.5 Direct Audio Input (optioneel)

Uw hoortoestel is uitgerust met de functie Direct Audio Input. Met Direct Audio Input kunt u uw hoortoestel direct aansluiten op een radio, televisie of zelfs schoolapparatuur. Dit komt vaak de geluidskwaliteit ten goede.



Audioschoentje

De geluidsbron verzendt het geluid via een kabel en een DAI-adapter naar uw toestel.

Het hoortoestel detecteert automatisch de Direct Audio Input (DAI)-bron. De DAI ondersteunt ook de systemen voor draadloos gebruik.

Uw hoorspecialist kan uw hoortoestellen aanpassen voor een juiste combinatie tussen de digitale audio-bron en de microfoons in uw hoortoestellen. U kunt bijvoorbeeld kiezen om de omgevingsgeluiden te verlagen en de geluiden van de geluidsbron te verhogen.

De adapter wordt aan de onderkant van de hoortoestellen bevestigd. Als hij bevestigd is, sluiten de hoortoestellen automatisch de microfoons en schakelen ze naar DAI.


8.5.1 Audioschoen aansluiten

1. Zorg ervoor dat u eerst de punt van de audioschoen in de audioaansluiting aan de binnenzijde van het toestel plaatst.
2. Beweeg de audioschoen vervolgens in de richting van de batterijlade.
3. Klik de audioschoen voorzichtig op het hoortoestel.



8.5.2 Audioschoen loskoppelen

1. Druk op het knopje aan de voorzijde van de audioschoen.
2. Verwijder de audioschoen voorzichtig van het hoortoestel.



8.6 Vliegtuigmodus (optioneel)



WAARSCHUWING: wanneer u in een vliegtuig stapt of een ruimte betreedt waar RF-zenders verboden zijn, moet alle draadloze functionaliteit worden uitgeschakeld.

U kunt uw ReSound Ligo hoortoestellen bedienen vanaf uw smartphone of ReSound Afstandsbediening. Op sommige plekken moet u echter de draadloze communicatie uitschakelen.

Volg onderstaande stappen om de vliegtuigmodus in te schakelen:

1. Open en sluit bij ieder hoortoestel de batterijlade drie keer (openen-sluiten, openen-sluiten, openen-sluiten) binnen een periode van 10 seconden.
2. U hoort tien seconden lang dubbele piepjes (🎵🎵 etc.) die aangeven dat uw hoortoestel in vliegtuigmodus staat.

Volg onderstaande stappen om de draadloze modus in te schakelen:

1. Open en sluit de batterijlade van ieder hoortoestel één keer.
2. Uw hoortoestellen staan na 10 seconden weer in de draadloze modus.



LET OP: beide hoortoestellen moeten in de vliegtuigmodus gezet worden, zelfs als synchronisatie ingeschakeld is.

LET OP: u dient nog eens 15 seconden te wachten nadat de draadloze functie is ingeschakeld, voor u de batterijlade weer opent en sluit. Als u de batterijlade binnen deze 15 seconden opnieuw opent en sluit, wordt de vliegtuigmodus weer ingeschakeld.

9 Tinnitus Sound Generator (TSG)-module

9.1 Bedoeld gebruik van de TSG-module

Uw ReSound hoortoestellen kunnen ook beschikken over de Tinnitus Sound Generator, een module voor het genereren van geluiden die gebruikt worden in tinnitusbeheerprogramma's om de tinnitus te verlichten.

De Tinnitus Sound Generator kan geluiden genereren die zijn aangepast aan uw persoonlijke voorkeuren en aan de specifieke therapeutische wensen zoals vastgesteld door uw arts, audioloog of audicien. Afhankelijk van het geselecteerde hoortoestelprogramma en de omgeving waarin u zich bevindt, hoort u soms een therapeutisch geluid dat lijkt op een voortdurende of fluctuerende ruis / toon.

9.2 Gebruikersinstructies voor de TSG-module

9.2.1 Beschrijving van het toestel

De Tinnitus Sound Generator (TSG) is een softwaremodule die geluiden genereert voor tinnitusbeheerprogramma's om verlichting te bieden bij tinnitus.

9.2.2 Werking van het toestel

De TSG-module is een ruisgenerator. Geluidsniveau en de frequentie-eigenschappen kunnen worden aangepast aan uw specifieke therapeutische behoeften, zoals vastgesteld door uw arts, audioloog of hoorspecialist.

Uw arts, audioloog of audicien kan het gegenereerde geluid voor u moduleren om het plezieriger te maken. Het geluid kan dan bijvoorbeeld lijken op het breken van golven op het strand.

Modulatie-niveau en snelheid kunnen ook aangepast worden aan uw wensen en behoeften. Met een extra optie die uw hoorspecialist kan activeren kunt u vooringestelde natuurgeluiden selecteren, zoals het geluid van brekende golven.

Als u twee draadloze hoortoestellen hebt die ear-to-ear-synchronisatie ondersteunen, kan deze functie door uw hoorspecialist ingeschakeld worden. Hierdoor synchroniseert de Tinnitus Sound Generator het geluid in beide hoortoestellen.

Als u alleen in stille omgevingen last heeft van tinnitus, kan uw hoorspecialist de TSG-module zo instellen dat deze alleen hoorbaar is in die omgevingen. Het algemene geluidsniveau kan aangepast worden via een optionele volumeregelaar. Uw hoorspecialist zal samen met u bepalen of een volumeregelaar nodig is.

Bij hoortoestellen met ear-to-ear-synchronisatie kan uw hoorspecialist ook omgevingscontrolesynchronisatie inschakelen, zodat het TSG-geluidsniveaus automatisch tegelijkertijd aangepast wordt in beide hoortoestellen, afhankelijk van het achtergrondgeluid. Als het hoortoestel daarnaast een volumeregelaar heeft, kunnen de omgevingscontrole en de volumeregelaar tegelijkertijd gebruikt worden om het geluidsniveau in beide hoortoestellen aan te passen.

9.2.3 TSG-volumebediening

De sound generator is door de hoorspecialist ingesteld op een specifiek geluidsniveau. Als u de sound generator inschakelt, staat het volume op deze optimale instelling. Daarom hoeft u het volume (geluid) waarschijnlijk niet handmatig te wijzigen. Het is ook mogelijk om het volume naar uw eigen wens te regelen.

9.3 TSG gebruiken met smartphone apps

De bediening van de Tinnitus Sound Generator kan uitgebreid worden met draadloze bediening vanaf een bedieningsapp voor TSG op uw smartphone of mobiel apparaat. Hiervoor moet uw hoor-specialist tijdens de aanpassing de TSG-functionaliteit op uw hoortoestel hebben ingeschakeld.

Om smartphone-apps te gebruiken, moet het hoortoestel verbonden zijn met de smartphone of het mobiele apparaat.

9.4 De wetenschappelijke concepten die de basis vormen voor het toestel

De TSG-module biedt geluidsverrijking met als doel het tinnitusgeluid te omgeven met een neutraal geluid dat eenvoudig te negeren is. Geluidsverrijking is een belangrijk onderdeel van de meeste behandelmethodes van tinnitus, zoals Tinnitus Retraining Therapy (TRT). Om gewend te raken aan tinnitus moet die hoorbaar zijn. Het ideale niveau van de TSG-module moet daarom zo ingesteld worden dat het mengt met de tinnitus, zodat u zowel de tinnitus als het gebruikte geluid kunt horen.

In de meeste gevallen kan de TSG-module ook ingesteld worden om het tinnitusgeluid te maskeren, voor tijdelijke verlichting door een prettigere en regelbare geluidsbron.

9.5 Technische specificaties

9.5.1 Signaalverwerkingstechnologie

Digitaal

9.5.2 Beschikbare geluiden

Met de volgende configuraties kan het witte ruissignaal gevormd worden:

Het witte ruissignaal kan in sterkte gemoduleerd worden met een modulatie diepte van maximaal 14 dB.

High-pass-filter:	Low-pass filter:
500 Hz	2000 Hz
750 Hz	3000 Hz
1000 Hz	4000 Hz
1500 Hz	5000 Hz
2000 Hz	6000 Hz

9.6 Voorgeschreven gebruik van een hoortoestel met Tinnitus Sound Generator (TSG)

De TSG-module mag alleen gebruikt worden op voorschrift van een arts, audioloog of audicien. Om permanente gehoorschade te voorkomen is het maximale dagelijkse gebruik afhankelijk van het niveau van het gegenereerde geluid.

Mocht u bijwerkingen ervaren door het gebruik van de sound generator, zoals duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, verminderd gehoor of grotere perceptie van de tinnitus, dan moet u stoppen met het gebruik van de sound generator en medisch advies zoeken.

Het product is voornamelijk bedoeld voor volwassenen van 18 jaar of ouder, maar kan ook gebruikt worden voor kinderen van 5 jaar of ouder. Let op: kinderen en fysiek of mentaal beperkte gebruikers hebben training nodig van een arts, audioloog, audicien of toezienend ouder of voogd voor het plaatsen en verwijderen van het toestel met de TSG-module.

9.7 Belangrijk voor potentiële gebruikers van sound generators

Een tinnitusmaskeerder is een elektronisch apparaat dat geluid genereert, op voldoende intensiteit en bandbreedte om interne geluiden (deels) te maskeren. Hij wordt ook gebruikt als hulpmiddel bij het horen van externe geluiden en spraak.

Goede gezondheidszorg vereist dat iemand met tinnitus wordt onderzocht door een bevoegd audioloog of arts (bij voorkeur een arts die gespecialiseerd is in aandoeningen aan het oor), voordat hij of zij een sound generator gaat gebruiken. Bevoegde artsen gespecialiseerd in aandoeningen van het oor zijn veelal KNO-artsen.

Het doel van een medisch onderzoek is om te zorgen dat alle medisch te behandelen aandoeningen die van invloed zijn op tinnitus, ontdekt en behandeld zijn voordat het hoortoestel wordt gebruikt.

De sound generator is een instrument voor het genereren van geluiden die gebruikt worden na passend advies en/of bij een tinnitusbehandelprogramma om de effecten van tinnitus te verlichten.

10 Het receiverslangetje

Het receiverslangetje bevat het snoertje dat het signaal van het hoortoestel naar de receiver in het oor leidt. Het is belangrijk dat het receiverslangetje en de eartip (of oorstukje) goed in uw oor passen. Als zij uw oor irriteren of u ervan weerhouden het hoortoestel te dragen, neem dan contact op met uw hoor-specialist.

Probeer nooit zelf de vorm van het slangetje aan te passen. Het receiverslangetje en de eartip (of het oorstukje) moeten regelmatig worden schoongemaakt.

Zie de reinigingsinstructies in hoofdstuk 14.2 - 14.4.


11 Eartips plaatsen

We raden u aan om te vragen of uw hoorspecialist wil laten zien hoe u de eartips vervangt. Bij onjuiste plaatsing kunnen de eartips in uw oor achterblijven als u het hoortoestel uitneemt.

11.1 ReSound eartips

Volg deze stappen om de eartips te bevestigen:

1. Duw de nieuwe eartip over de randjes van de ThinTube.
2. Controleer of de nieuwe eartip correct bevestigd is.




11.2 ReSound tulpvormige eartips

De tulpvormige eartip worden op vergelijkbare wijze als de standaard eartips geplaatst, maar u moet een paar extra handelingen uitvoeren. Deze eartip bestaat uit twee 'bladeren'.

Volg deze stappen om de eartips te bevestigen:

1. Druk met uw vinger het grootste 'blad' weg van het slangetje. Het grote 'blad' buigt naar voren.
2. Druk de nieuwe tulpvormige eartip over de flens.
3. Vervolgens duwt u het grootste blad terug, zodat deze over het kleinere blad heen



LET OP: het grootste blad moet het buitenste blad zijn:

4. Controleer of de nieuwe eartip correct bevestigd is.

12 Draadloze accessoires

Met ReSound draadloze accessoires kunt u geluiden van uw televisie of muzikspeler direct naar uw ReSound-hoortoestellen streamen en u kunt ze bedienen zonder extra hulpstukken om uw nek te hoeven dragen.

Vraag uw hoorspecialist naar meer informatie over de reeks draadloze accessoires van ReSound.

13 ReSound e-Assist (optioneel)

Maakt u gebruik van ReSound e-Assist voor uw hoortoestellen, dan kunt u uw hoortoestellen op afstand laten bijstellen, zonder dat u daarvoor de deur uit hoeft. U heeft alleen maar een smartphone met internet nodig. Dit geeft u ongekende vrijheid en maakt u zeer flexibel:

1. Verzoek om bijstelling van uw hoortoestellen op afstand, zodat ze nog beter aan uw wensen voldoen.

Vraag uw hoorspecialist om hulp of vraag aanpassingen aan programma's, en installeer de wijzigingen wanneer het u uitkomt - waar u ook bent

2. Houd uw hoortoestellen altijd up-to-date met de nieuwste software, zodat u altijd optimaal van uw hoortoestellen profiteert.

Updates aan de software van de hoortoestellen kunt u installeren wanneer het u uitkomt



LET OP: uw hoortoestellen worden tijdens het installatie- en updateproces uitgeschakeld. Zorg ervoor dat de hoortoestellen verbonden zijn met de ReSound Smart 3D™ app en in de buurt van de iPhone of Android smartphone liggen voordat u de wijzigingen doorvoert.

Uw hoorspecialist geeft u graag meer informatie over hoe ReSound e-Assist werkt in combinatie met de ReSound Smart 3D app.

14 Onderhoud

Volg onderstaande instructies voor een langere levensduur van uw hoortoestellen.

3. Houd uw hoortoestellen schoon en droog. Veeg de buitenkant na gebruik af met een zachte doek om vet of vocht te verwijderen. Gebruik geen water of vloeistoffen. Deze kunnen het hoortoestel beschadigen.
4. Dompel het toestel nooit onder in water of andere vloeistoffen, dit kan blijvende schade aan het hoortoestel veroorzaken.
5. Behandel uw hoortoestel met zorg en laat het niet op harde oppervlakken of vloeren vallen.
6. Laat hoortoestellen niet in de nabijheid van warmtebronnen of in direct zonlicht liggen, zoals in een warme, geparkeerde auto. Overmatige warmte kan het toestel beschadigen of de behuizing vervormen.
7. Draag uw hoortoestel niet tijdens het douchen, zwemmen, bij zware regen of in een vochtige omgeving, bijvoorbeeld in een stoombad of sauna.
8. Mocht uw hoortoestel nat worden of blootgesteld zijn aan veel vocht of transpiratie, laat het dan een nacht drogen zonder batterij en met de batterijlade open. U kunt uw toestel en batterij ook een nacht in een afgesloten doosje plaatsen met een droogmiddel. Gebruik het toestel pas als het volledig droog is. Vraag uw hoorspecialist welk droogmiddel u het beste kunt gebruiken.
9. Neem uw hoortoestel uit als u cosmetica, parfum, haarlak, aftershave en zonnebrandcrème aanbrengt. Deze kunnen in het hoortoestel komen en schade veroorzaken.

14.1 Dagelijks onderhoud

Houd uw hoortoestel schoon en droog. Maak de hoortoestellen dagelijks schoon met een zacht doekje. Om schade ten gevolge van vocht of transpiratie te voorkomen, wordt gebruik van een droogbox aanbevolen.


14.2 De luidsprekerslangetjes en eartips reinigen

Het slangetje en de eartip moet u regelmatig schoonmaken. Gebruik een vochtige doek om het slangetje en de Eartip aan de buitenkant schoon te maken. Gebruik geen water als u de slangetjes of eartips schoonmaakt. Op deze manier kunt u ook het oorstukje van de UP reinigen. Zie hoofdstuk 14.4 voor het vervangen van het oorsmeerfilter.

 **LET OP:** als de onderdelen stijf, broos of verkleurd raken, vraag uw hoorspecialist dan of hij ze wil vervangen.

14.3 Reinigen van RIE of oorstukjes (geldt niet voor UP-oorstukjes)

1. Maak het oorstukje los van het slangetje.
2. Gebruik handwarm water om het oorstukje van vet te ontdoen. Als er oorsmeer in het geluidskanaal zit, kunt u dit verwijderen met handwarm water en het borsteltje.
3. Maak het oorstukje zorgvuldig droog en blaas zacht door het oorstukje om achtergebleven vocht te verwijderen.

 **LET OP:** slangetjes van oorstukjes kunnen na verloop van tijd stijf of broos worden of verkleuren. Als u het zelf niet kunt vervangen, neem dan contact op met uw hoorspecialist om het te vervangen.

14.4 Vervangen van het oorsmeerfilter voor het luidsprekerslangetje

Volg voor het vervangen van oorsmeerfilters de volgende stappen:

1. Om een filter te vervangen plaatst u de verwijderzijde van het tooltje voorzichtig in het filter, tot de rand. Trek het oorsmeerfilter er langzaam recht uit.
2. Druk om het nieuwe oorsmeerfilter te plaatsen de vervangzijde van het tooltje recht in het gat van de geluidsuitgang tot de buitenste ring gelijk ligt met de buitenkant van de geluidsuitgang. Trek het staafje recht naar buiten: het nieuwe oorsmeerfilter blijft zitten.

15 Algemene waarschuwingen

1. Raadpleeg uw hoorspecialist als u een vreemd voorwerp in uw gehoorgang aantreft, als u huidirritatie ondervindt of als u last heeft van overmatig oorsmeer bij het dragen van uw hoortoestel.
2. Verschillende soorten straling, bijvoorbeeld van NMR-, MRI- of CT-scanners kunnen uw hoortoestel beschadigen. Draag uw hoortoestel daarom niet tijdens deze of soortgelijke scanprocedures. Andere soorten scanners zoals inbraakalarm, bewegingsmelders, radioapparatuur, mobiele telefoons, etc., bevatten minder straling en beschadigen uw hoortoestel niet. Ze kunnen echter wel tijdelijk de geluidskwaliteit van uw hoortoestellen beïnvloeden of ongewenste geluiden veroorzaken.
3. Draag uw hoortoestel niet in mijnen, olievelden of andere explosieve ruimten, tenzij deze ruimten zijn vrijgegeven voor het gebruik van hoortoestellen.
4. Laat uw toestel niet dragen door anderen. Dit kan de hoortoestellen of het gehoor van de andere persoon beschadigen.
5. Het gebruik van hoortoestellen door kinderen of mentaal beperkte mensen moet voor de veiligheid altijd onder toezicht gebeuren. Het toestel bevat kleine onderdelen die verstikkingsgevaar kunnen opleveren. Let erop dat u kinderen niet zonder toezicht achterlaat met het hoortoestel.
6. Hoortoestellen mogen alleen gebruikt worden zoals ingesteld door uw hoorspecialist. Gebruik met sterk afwijkende instellingen kan mogelijk tot extra gehoorverlies leiden.
7. Waarschuwing voor hoorspecialisten: bij hoortoestellen waarvan het maximum geluidsniveau 132dB SPL overschrijdt (gemeten met een oorsimulator volgens IEC 60711:1981), moet u extra zorgvuldig zijn bij het aanpassen. Het risico bestaat dat het gehoor anders nog verder beschadigd raakt.

8. Als u gaat vliegen, vergeet dan niet de vliegtuigmodus in te schakelen. Schakel de draadloze functionaliteit uit door de vliegtuigmodus te gebruiken in ruimten waar het uitstralen van radiofrequentie verboden is.
9. Gebruik het toestel niet als het kapot is.
10. Externe apparatuur die is aangesloten op het elektriciteitsnet en de toestellen dient te voldoen aan de veiligheidsvoorschriften IEC 60601-1, IEC 60065 of IEC 60950-1, als deze van toepassing zijn (bedrade aansluitingen, bijvoorbeeld HI-PRO, SpeedLink).



1. ReSound draadloze toestellen bevatten een RF-zender die werkt tussen de frequenties 2.4 GHz - 2.48 GHz.
2. Het nominaal verzonden RF-uitgangsvermogen is 0 dBm.
3. Gebruik voor de draadloze functionaliteit alleen de ReSound accessoires. Informatie over bv. pairen vindt u in de handleiding van de betreffende ReSound draadloze accessoire.

16 ReSound hoortoestellen gebruiken met ReSound apps voor smartphones

16.1 Gebruik van ReSound apps voor smartphones:

De smartphone-apps van ReSound kunt u gebruiken in combinatie met de draadloze hoortoestellen van ReSound, via smartphones waarvoor de apps ontwikkeld zijn. Uw smartphone verzendt en ontvangt via de ReSound-app signalen van uw ReSound draadloze hoortoestellen.

16.2 Algemene voorzorgsmaatregelen

1. Als de draadloze functionaliteit is geactiveerd kunt u via digitaal gecodeerde transmissie communiceren met andere draadloze apparatuur. Hoewel onwaarschijnlijk, is het mogelijk dat elektronische apparaten in de nabije omgeving worden beïnvloed. Gebeurt dit, vergroot dan de afstand tussen het hoortoestel en desbetreffende apparatuur.
2. Als de toestellen tijdens het gebruik van de draadloze functionaliteit gestoord worden door elektromagnetische interferentie, beweeg u dan weg van de storingsbron.
3. Gebruik voor de draadloze functionaliteit alleen de ReSound draadloze accessoires.
4. Koppel ReSound-hoortoestellen alleen met ReSound draadloze accessoires die bedoeld en gekwalificeerd zijn voor gebruik met ReSound-hoortoestellen.

17 Waarschuwingen PhoneNow

1. Houd magneten uit de buurt van huisdieren, kinderen en mensen met een verstandelijke beperking. Neem contact op met de huisarts als een magneet is ingeslikt.
2. De magneet kan van invloed zijn op verschillende medische apparaten of elektronische systemen. De producent van magnetisch gevoelige apparaten (bijv. pacemakers) moet u adviseren over voorzorgsmaatregelen bij het gebruik van hoortoestel en magneet in de buurt van medische apparatuur of elektronische systemen. Als de producent geen advies kan verstrekken, houd de magneet of een telefoon dan altijd minimaal 30 cm van pacemakers, creditcards en andere voor magneetveld gevoelige zaken.

17.1 Voorzorgsmaatregelen PhoneNow

1. Grote vervorming tijdens het draaien van een nummer of tijdens het bellen kan betekenen dat de telefoon te veel beïnvloed wordt door de magneet. Om dit probleem te voorkomen, moet u de magneet in een andere positie plaatsen.
2. Gebruik alleen de magneten die geleverd worden door ReSound.

18 Belangrijke punten voor FM

1. Gebruik nooit twee zenders op hetzelfde FM-kanaal.
2. Gebruik geen water of andere vloeistoffen om het FM-schoentje schoon te maken.
3. Gebruik de FM-zender niet op plaatsen waar het gebruik van elektronische apparaten verboden is, bijvoorbeeld in een vliegtuig.
4. Wees u bewust dat FM-signalen ook opgepikt of afgeluisterd kunnen worden door andere ontvangers.
5. Voordat u het systeem in een ander land gaat gebruiken, vraag eerst of uw hoorspecialist wil controleren of uw radiokanaal daar is toegestaan.
6. Uw FM-schoentje en zender mogen alleen gerepareerd worden door een bevoegd servicecenter.

19 Waarschuwingen Tinnitus Sound Generator (TSG)

1. Sound generators kunnen gevaarlijk zijn als ze niet goed worden gebruikt.
2. Sound generators mogen alleen worden gebruikt op voorschrift van een arts, audioloog of audiicien.
3. Sound generators zijn geen speelgoed en moeten buiten bereik van iedereen gehouden worden die zichzelf zou kunnen verwonden (met name kinderen en huisdieren).

19.1 Voorzorgsmaatregelen TSG


1. Ervaart u bijwerkingen door het gebruik van de sound generator, zoals duizeligheid, misselijkheid, hoofdpijn, verminderd gehoor of toegenomen perceptie van de tinnitus? Stop dan met het gebruik van de sound generator en zoek medisch advies.
2. Kinderen en mensen met een verstandelijke beperking mogen het TSG-toestel alleen onder toezicht van een volwassene dragen.
3. De volumeregelaar is een extra optie in de TSG-module om het outputniveau van de sound generator bij te stellen. Om onbedoeld gebruik door kinderen of fysiek of mentaal beperkte mensen te voorkomen moet de volumeregelaar zo geconfigureerd worden dat het outputniveau bij hen alleen verlaagd kan worden.

19.2 TSG-waarschuwing voor hoorspecialisten

Als hoorspecialist moet u een potentiële TSG-gebruiker direct doorverwijzen naar een bevoegd (KNO)-arts als u (via ondervraging, observatie of inzien van andere beschikbare informatie) concludeert dat de gebruiker een van de volgende aandoeningen heeft:

1. Zichtbare aangeboren of traumatische misvorming van het oor.

2. Geschiedenis van actieve drainage van het oor de afgelopen 90 dagen.
3. Geschiedenis van plotseling of snel voortschrijdend gehoorverlies de afgelopen 90 dagen.
4. Acute of chronische duizeligheid.
5. Eenzijdig gehoorverlies dat plotseling is ontstaan of in de laatste 90 dagen.
6. Audiometrisch air-bone gap gelijk aan of groter dan 15 dB bij 500 Hz (Hertz), 1000 Hz en 2000 Hz.
7. Zichtbaar bewijs van aanzienlijke ophoping van oorsmeer of een vreemd object in de gehoorgang.
8. Pijn of oncomfortabel gevoel in het oor.

 **VOORZORGSMAATREGELEN:** de maximale output van de sound generator valt in het bereik dat gehoorverlies kan veroorzaken volgens OSHA-regelingen. In overeenstemming met aanbevelingen van NIOSH mag de gebruiker de sound generator niet langer dan acht (8) uur per dag gebruiken als deze is ingesteld op een niveau van 85 dB SPL of hoger. Als de sound generator is ingesteld op een niveau van 90 dB SLP of hoger, mag de gebruiker de sound generator niet langer dan twee (2) uur per dag gebruiken. In geen enkel geval mag de soundgenerator gebruikt worden op een oncomfortabel niveau.

20 Waarschuwingen batterijen

Batterijen, hoe klein ze ook zijn, bevatten gevaarlijke stoffen en dienen te worden gezien als klein chemisch afval. Dit is voor uw eigen veiligheid en ter bescherming van het milieu. Let op het volgende:

1. Houd batterijen buiten bereik van huisdieren, kinderen en mensen met een beperking.
2. Steek batterijen NIET in uw mond. Ga direct naar een arts als een batterij is ingeslikt. Ze kunnen schadelijk zijn voor de gezondheid.
3. Laad batterijen (zink-lucht) die niet specifiek als oplaadbare batterijen bedoeld zijn NIET op. Ze kunnen dan ontploffen.
4. Gooi batterijen NIET in open vuur.
5. Gebruikte batterijen zijn schadelijk voor het milieu. Werp ze weg volgens de lokale regels of breng ze terug naar uw hoorspecialist.
6. Verwijder de batterijen als u het hoortoestel een langere periode niet gebruikt. Zo voorkomt u lekkage.

21 Wat kunt u van uw hoortoestel verwachten

Een hoortoestel herstelt het normale gehoor niet. Ook voorkomt of verbetert een hoortoestel geen gehoorverlies dat is ontstaan door organische omstandigheden. ReSound raadt aan om uw hoortoestellen regelmatig te dragen. Bij onregelmatig gebruik profiteert u in de meeste gevallen niet optimaal van uw hoortoestel.

Het dragen van een hoortoestel is slechts onderdeel van uw gehoorherstel. Soms moet dit worden aangevuld met gehoortrainingen en lessen in liplezen.

22 Waarschuwing voor hoorspecialisten (alleen VS)

Als hoorspecialist moet u een potentiële gebruiker direct doorverwijzen naar een bevoegd (oor)arts als u (via ondervraging, observatie of inzien van andere beschikbare informatie) concludeert dat de gebruiker een van de volgende aandoeningen heeft:

1. Zichtbare aangeboren of traumatische misvorming van het oor.
2. Geschiedenis van actieve drainage van het oor de afgelopen 90 dagen.
3. Geschiedenis van plotseling of snel voortschrijdend gehoorverlies de afgelopen 90 dagen.
4. Acute of chronische duizeligheid.
5. Eenzijdig gehoorverlies dat plotseling is ontstaan of in de laatste 90 dagen.
6. Audiometrische air-bone gap gelijk aan of groter dan 15 deciBel bij 500 Hertz (Hz), 1000 Hz en 2000 Hz.
7. Zichtbaar bewijs van aanzienlijke ophoping van oorsmeer of een vreemd object in de gehoorgang.
8. Pijn of oncomfortabel gevoel in het oor.

23 Belangrijk voor potentiële hoortoestelgebruikers (alleen VS)

Goede gezondheidszorg vereist dat iemand met gehoorverlies wordt onderzocht door een bevoegd arts (bij voorkeur een arts die gespecialiseerd is in aandoeningen aan het oor), voordat hij een hoortoestel gaat gebruiken. Bevoegde artsen gespecialiseerd in aandoeningen van het oor zijn veelal KNO-artsen. Het doel van een medisch onderzoek is te zorgen dat alle medisch te behandelen aandoeningen die van invloed zijn op tinnitus ontdekt en behandeld zijn, voor het hoortoestel gebruikt wordt.

Na een medische controle geeft de arts u een schriftelijke verklaring waarin staat dat uw gehoorverlies medisch is vastgesteld en dat u in aanmerking komt voor een hoortoestel. De arts verwijst u naar een audioloog of hoorprofessional voor een gehoortest. De audioloog of hoorprofessional voert een gehoortest uit om te beoordelen hoe goed u hoort zónder en later mét hoortoestel. Aan de hand van de gehoortest kan de audioloog of hoorprofessional een hoortoestel selecteren en aanpassen aan uw individuele behoeften. Als u twijfelt of u kunt wennen aan versterking, kunt u vragen om een proefperiode van het hoortoestel. Veel hoorspecialisten bieden de mogelijkheid om een hoortoestel een periode te dragen tegen een vastgestelde bijdrage. Na deze periode kunt u bepalen of u het hoortoestel wilt kopen.

Federale wetgeving beperkt de verkoop van hoortoestellen alleen tot personen die een medische verklaring van een bevoegd arts hebben. De federale wetgeving schrijft voor dat een volledig geïnformeerde volwassene een afstandsverklaring mag tekenen waarin hij afziet van de medische evaluatie op religieuze of persoonlijke gronden die een onderzoek door een arts niet toestaan. Het uitoefenen van een dergelijke afstandsverklaring is niet de beste optie voor uw gezondheid en dit wordt ten zeerste afgeraden.

24 Kinderen met gehoorverlies (alleen VS)

Naast een bezoek aan een arts voor een medisch onderzoek, moet een kind met gehoorverlies doorverwezen worden naar een audioloog voor onderzoek en revalidatie. Dit is noodzakelijk omdat gehoorverlies problemen kan veroorzaken bij de taalontwikkeling, het onderwijs en de sociale groei van het kind. Een audioloog getraind en gekwalificeerd om te helpen bij de evaluatie en de revalidatie van een kind met gehoorverlies.

25 Technische specificaties



25.1 RIE LP-receiver

Modellen: LI762-DRW, LI562-DRW, LI462-DRW
LI761-DRW, LI561-DRW, LI461-DRW

Referentietest-versterking (60 dB SPL input)	HFA	31	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input)	Max.	52	dB
	HFA	43	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max.	113	dB SPL
	HFA	108	dB SPL
Harmonische vervorming	500 Hz	0,3	%
	800 Hz	0,5	%
	1600 Hz	0,7	%
Gevoeligheid luisterspoel (SPLIV @ 31,6 mA/m)		90	dB SPL
Ruis-equivalente ingangsdruk (lawaai onderdrukking uit)		23	dB SPL
Frequentiebereik (DIN 45605)		100–7060	Hz
Stroomverbruik (in testmodus)		1,3	mA

Let op: gevoeligheid luisterspoel alleen van toepassing op modellen 62 RIE

Gegevens in overeenstemming met IEC60118-0 Editie 3.0 2015-06,
IEC60118-7 en ANSI S3.22-2009, voedingsspanning 1,3V





RIE MP-receiver

Modellen: LI762-DRW, LI562-DRW, LI462-DRW
LI761-DRW, LI561-DRW, LI461-DRW

Referentietest-versterking (60 dB SPL input)	HFA	37	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input)	Max.	58	dB
	HFA	51	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max.	116	dB SPL
	HFA	114	dB SPL
Harmonische vervorming	500 Hz	0,5	%
	800 Hz	0,6	%
	1600 Hz	1,2	%
Gevoeligheid luisterspoel (SPLIV @ 31,6 mA/m)		96	dB SPL
Ruis-equivalente ingangsdruk (lawaai onderdrukking uit)		23	dB SPL
Frequentiebereik (DIN 45605)		100–7000	Hz
Stroomverbruik (in testmodus)		1,3	mA

Let op: gevoeligheid luisterspoel alleen van toepassing op modellen 62 RIE

Gegevens in overeenstemming met IEC60118-0 Editie 3.0 2015-06, IEC60118-7 en ANSI S3.22-2009, voedingsspanning 1,3V





RIE HP-receiver

Modellen: LI762-DRW, LI562-DRW, LI462-DRW
LI761-DRW, LI561-DRW, LI461-DRW

Referentietest-versterking (60 dB SPL input)	HFA	42	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input)	Max.	65	dB
	HFA	56	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max.	122	dB SPL
	HFA	118	dB SPL
Harmonische vervorming	500 Hz	0,6	%
	800 Hz	1,2	%
	1600 Hz	0,7	%
Gevoeligheid luisterspoel (SPLIV @ 31,6 mA/m)		101	dB SPL
Ruis-equivalente ingangsdruk (lawaai onderdrukking uit)		23	dB SPL
Frequentiebereik (DIN 45605)		100–6030	Hz
Stroomverbruik (in testmodus)		1,3	mA

Let op: gevoeligheid luisterspoel alleen van toepassing op modellen 62 RIE

Gegevens in overeenstemming met IEC60118-0 Editie 3.0 2015-06,
IEC60118-7 en ANSI S3.22-2009, voedingsspanning 1,3V





RIE UP-receiver

Modellen: LI762-DRW, LI562-DRW, LI462-DRW
LI761-DRW, LI561-DRW, LI461-DRW

Referentietest-versterking (60 dB SPL input)	HFA	47	dB
Maximale versterking (50 dB SPL input)	Max.	75	dB
	HFA	64	dB
Maximale output (90 dB SPL input)	Max.	129	dB SPL
	HFA	124	dB SPL
Harmonische vervorming	500 Hz	1,3	%
	800 Hz	2,1	%
	1600 Hz	0,1	%
Gevoeligheid luisterspoel (SPLIV @ 31,6 mA/m)		107	dB SPL
Ruis-equivalente ingangsdruk (lawaai onderdrukking uit)		23	dB SPL
Frequentiebereik (DIN 45605)		100–4910	Hz
Stroomverbruik (in testmodus)		1,2	mA

Let op: gevoeligheid luisterspoel alleen van toepassing op modellen 62 RIE

Gegevens in overeenstemming met IEC60118-0 Editie 3.0 2015-06, IEC60118-7 en ANSI S3.22-2009, voedingsspanning 1,3V



26 Problemen oplossen

PROBLEEM	OORZAAK
Fluiten / feedback	Zijn uw hoortoestel, oorstukje of eartip correct geplaatst?
	Staat het volume heel hoog?
	Is het plastic slangetje of het oorstukje verstopt of beschadigd?
	Is er een voorwerp (bijv. een hoed, of een telefoon) in de buurt van uw hoortoestel?
	Zit er veel oorsmeer in uw oor?
Geen geluid	Staat het hoortoestel aan?
	Staat het hoortoestel in luisterspoelmodus?
	Zit er een batterij in het hoortoestel?
	Is de batterij nog goed?
	Is het plastic slangetje of het oorstukje verstopt of beschadigd?
	Zit er veel oorsmeer in uw oor?

MOGELIJKE OPLOSSING

Plaats hem nogmaals.

Zet het volume lager.

Vervang hem of neem contact op met uw hoorspecialist.

Zorg dat er meer ruimte zit tussen het toestel en het voorwerp.

Raadpleeg uw huisarts.

Schakel het in.

Schakel naar het microfoonprogramma.

Plaats een nieuwe batterij.

Vervang hem door een nieuwe.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

Raadpleeg uw huisarts.

PROBLEEM	OORZAAK
Geluid is vervormd, niet helder of zwak	Is de batterij leeg?
	Is de batterij vies?
	Is het plastic slangetje of het oorstukje verstopt of gebroken?
	Is uw toestel vochtig geworden?
Batterij is erg snel leeg	Stond uw hoortoestel een lange tijd aan?
	Is de batterij oud?

MOGELIJKE OPLOSSING

Vervang hem door een nieuwe.

Maak hem schoon of plaats een nieuwe batterij.

Neem contact op met uw hoorspecialist.

Gebruik een droogstelsysteem.

Schakel uw hoortoestellen altijd uit wanneer u ze niet gebruikt, bijv. 's nachts.

Controleer de datum op de verpakking van de batterij.

27 Garanties en reparaties

ReSound verleent op alle digitale hoortoestellen een garantie in het geval van fouten in vakmanschap of materialen, zoals beschreven in de betreffende garantiebepalingen. In haar servicebeleid belooft ReSound een functionaliteit te garanderen die op zijn minst equivalent is aan die van het originele hoortoestel. Als mede-ondertekenaar van het United Nations Global Compact-initiatief heeft ReSound zich eraan gecommitteerd om haar servicebeleid uit te voeren volgens de gangbare milieuvriendelijke normen. Hoortoestellen kunnen daarom, naar inzicht van ReSound, vervangen worden door nieuwe producten of door producten gefabriceerd uit nieuwe of gerepareerde gebruikte onderdelen, of gerepareerd met nieuwe of in nieuwstaat teruggebrachte componenten. De garantieperiode van uw hoortoestel wordt aangegeven in uw garantiebepalingen, die uw hoorspecialist u heeft gegeven.

Heeft uw ReSound hoortoestel onderhoud nodig, neemt u dan contact op met uw hoorspecialist. Hoortoestellen van ReSound die niet goed functioneren, moeten door een gekwalificeerd monteur worden gerepareerd. Probeer nooit zelf de kast van het hoortoestel te openen, anders vervalt het recht op garantie.

28 Advies

ReSound hoortoestellen zijn onderworpen aan diverse temperatuur- en vochttesten tijdens verwarmingscycli tussen -25°C en 70°C, volgens interne en industriestandaards. Tijdens transport of opslag mag de temperatuur niet buiten -20°C en 60°C komen en de relatieve vochtigheid niet boven 90% RH zonder condensatie (gedurende beperkte tijd). De luchtdruk mag tussen 500 hPa en 1100 hPa liggen.



WAARSCHUWING wijst op een situatie die kan leiden tot ernstige verwondingen.



VOORZORGSMATREGELEN wijst op een situatie die kan leiden tot lichte verwondingen.



Adviezen en tips over optimaal gebruik van uw hoortoestel.



De apparatuur maakt gebruik van een RF-zender.



VRAAG UW HOORSPECIALIST NAAR DE JUISTE WEGWERPMETHODE VAN HOORTOESTELLEN.



LET OP: er gelden landspecifieke regels.



Volg de gebruikersinstructies.

Delen van deze software zijn geschreven door Kenneth Mackay (micro-ecc), er is een licentie verschaft onder de volgende voorwaarden:

Copyright © 2014, Kenneth MacKay. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in broncode en binaire vorm, al dan niet gewijzigd, zijn toegestaan mits er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

- * Herdistributie van broncode moet in overeenstemming zijn met bovenstaande copyright-melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer.
- * Herdistributie in binaire vorm moet bovenstaande copyright-melding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer in de documentatie en/of andere materialen bevatten die geleverd worden bij de distributie.

DEZE SOFTWARE WORDT DOOR DE COPYRIGHTHOUDERS EN DEELNEMERS GELEVERD OP EIGEN BATE EN SCHADE EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF GEÏMPliceERDE GARANTIES, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GEÏMPliceERDE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGeweZEN. IN GEEN ENKEL GEVAL ZIJN DE COPYRIGHT-HOUDER OF DEELNEMERS AANSPRAKELIJK VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, WINSTDERVING OF BEDRIJFSONDERBREKING) HOE DAN OOK VEROORZAAKT EN OP BASIS VAN IEDERE AANSPRAKELIJKHEIDSTHEORIE, ZOWEL IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE DAAD (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) OP ENIGERLEI WIJZE VOORTVLOEIEND UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN GEADVISEERD OVER DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

© 2019 GN Hearing A/S. Alle rechten voorbehouden. ReSound is een handelsmerk van GN Hearing A/S. Het woordmerk en logo van Bluetooth zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.



Geproduceerd conform EU Medische
richtlijn 93/42/EEG:



Internationaal Hoofdkantoor

GN ReSound A/S
Lautrupbjerg 7
DK-2750 Ballerup
Denemarken
Tel.: +45 4575 1111
resound.com

Nederland

GN Hearing Benelux BV
Het Hazeland 5-7
6931 KA Westervoort
Tel: +31 (0)26 319 5000
info@gnresound.nl
resound.com

Contact België

GN Hearing Benelux BV
Postbus 85
6930 AB Westervoort
Tel: + 32 (0)2 513 55 91
info@gnresound.be
resound.com

CVR-nr. 55082715



Vragen met betrekking tot de EU Richtlijn Medische apparaten 93/42/EEG,
of EU Richtlijn Radioapparatuur 2014/53/EU dienen gericht te worden aan
GN ReSound A/S