

Phonak CROS L.

Productinformatie

De Phonak CROS L biedt een CROS- en BICROS-oplossing voor mensen met onbehandelbaar gehoorverlies aan één oor. CROS L wordt gedragen op het onbehandelbare oor om geluid op te vangen en zendt dit vervolgens draadloos naar een compatibel Phonak-hoortoestel dat op het oor met het beter gehoor wordt gedragen. CROS L heeft geen akoestische output.

CROS L is compatibel met Audéo L-R-, Audéo L-RT-, Naída L-PR- en Sky L-PR-hoortoestellen, die zijn gebaseerd op de innovatieve technologieën van het Phonak Lumity-platform.

Ga voor meer informatie naar www.phonak.com



Productbeschrijving



CROS L-R
CROS L-R Trial

Batterij		oplaadbaar
Multifunctionele knop		•
CROS balans		•
Hydrofobe coating		•
IP-certificering		IP68 ¹
Afmetingen	L x B x D	27,7 x 12 x 8,1 mm (1,09 x 0,47 x 0,32 inch)
	Gewicht	2,2 g
Oplaadtijden ²	0% tot 100%	3 uur
	0% tot 80%	1,5 uur
	30 min. aanpassing	15 min.
Compatibiliteit met hoortoestel		Audéo L-R, Audéo L-RT, Naída L-PR en Sky L-PR

Kleuren behuizing



P1 Sand Beige HO Beige P3 Sandalwood P4 Chestnut P5 Champagne P6 Silver Gray P7 Graphite Gray P8 Velvet Black Q2 Electric Green Q3 Caribbean Pirate T3 Precious Pink

Opties voor oorstukjes

Standaard eartip (CROS-slang)	<ul style="list-style-type: none"> De standaard eartip is beschikbaar in drie groottes (S, M en L) De CROS-slang is beschikbaar in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3) en voor links en rechts
SlimTip (CROS-slang)	<ul style="list-style-type: none"> Op maat gemaakt oorstukje De CROS-slang is beschikbaar in vier verschillende lengtes (0, 1, 2, 3) en voor links en rechts
CROS Tip	<ul style="list-style-type: none"> Volledig op maat gemaakt oorstukje voor CROS, beschikbaar in vier verschillende kabellengtes (0,1,2,3)

Opties voor de oplader van Phonak CROS L-R



CROS L-R kan worden opgeladen met een Phonak Charger Ease. De Phonak Charger Ease is een compacte oplader met magneten in de oplaadpoorten, zodat u uw CROS L-R eenvoudig kunt plaatsen en verwijderen. Deze maakt gebruik van een standaard USB-C-oplaadpoort die oplicht als er stroom op staat.

¹ IP68 betekent dat het CROS L-R-toestel water- en stofbestendig is. Het hoortoestel heeft de tests van onophoudelijke onderdompeling in 1 meter zoetwater gedurende 60 minuten en 8 uur in een stofkamer goed doorstaan volgens de standaard IEC60529.

² De daadwerkelijke oplaadtijd is afhankelijk van de resterende levensduur van de batterij, maar is maximaal 3 uur.

Aanpassing

	CROS L-R CROS L-R Trial
Phonak Target	9.0 of hoger
Noahlink Wireless, Noahlink Wireless 2	•

Belangrijkste eigenschappen

CROS L kan worden aangepast met een Audéo L-R-, Audéo L-RT-, Naida L-PR- of Sky L-PR-hoortoestel van ieder prestatieniveau. Om die reden hangen de functies van het CROS L-systeem af van het prestatieniveau van het hoortoestel dat op het beter horende oor van de cliënt wordt gedragen. Raadpleeg de productinformatie van Phonak Audéo L, Naida L of Sky L voor meer informatie.

Phonak SmartSpeech™ Technology

Cliënten die over een CROS L-systeem beschikken hebben toegang tot relevante functies van SmartSpeech Technology, waaronder **StereoZoom 2.0**, dankzij de combinatie met de compatibele Phonak Lumity-toestellen.

CROS balans

De volumeverhouding tussen het CROS-toestel en het hoortoestel kan worden aangepast via de Target-aanpassoftware of rechtstreeks op het CROS-toestel, door de multifunctieknop kort in te drukken.

myPhonak en myPhonak Junior

Cliënten met een CROS L-toestel en een compatibel hoortoestel hebben toegang tot ondersteuning via de myPhonak- of myPhonak Junior-app.

Prestaties CROS L

Wanneer de CROS L wordt gecombineerd met hoortoestellen van het prestatieniveau Premium of Advanced, beschikt het toestel over het Spraak in veel lawaai-programma met StereoZoom 2.0. Raadpleeg de onderstaande tabel voor een volledig overzicht van de microfoonmodi van de CROS L per prestatieniveau van het contralaterale hoortoestel.

Het prestatieniveau van het hoortoestel	Beschikbare microfoonmodi voor CROS L		
	StereoZoom 2.0	Real Ear Sound	Omnidirectioneel
Premium	•	•	•
Advanced	•	•	•
Standard		•	•
Essential			•

Ga voor meer informatie naar www.phonak.com/cros-l

Ga voor meer informatie over Audéo L-hoortoestellen naar www.phonak.com/audeolumity

Ga voor meer informatie over eSolutions naar www.phonak.com/apps

life is on

Phonak zet zich sinds 1947 in voor behoud van levenskwaliteit door nieuwe akoestische deuren te openen. Sinds de oprichting van het bedrijf, al die jaren geleden, staat één overtuiging centraal: wij denken dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en ontzettend belangrijk is om alles uit het leven te kunnen halen. Horen wordt zelfs rechtstreeks in verband gebracht met sociaal, emotioneel, cognitief en fysiek welzijn. Vandaag, en in de toekomst, zetten we ons in om het breedste portfolio van innovatieve hooroplossingen te kunnen bieden. Samen met onze audiëncs blijven we ons richten op wat er het meest toe doet: spraakverstaan verbeteren, de levens van personen veranderen en een positief effect op de algehele maatschappij hebben.

www.phonak.com



027-0668-07/N2.00/2023-06/NLG © 2023 Sonova AG All rights reserved