

# Ontdek het wonder van geluid



**Phonak CROS P**

Een Paradise-oplossing voor eenzijdig  
gehoorverlies

A Sonova brand

**PHONAK**  
life is on

Ontdek het  
wonder van  
geluid om u  
heen met  
Phonak  
CROS P

# Goed horen is je goed voelen

Horen met één oor is lastig. Wanneer u zich in een lawaaierige ruimte bevindt en de persoon waar u mee in gesprek bent zich aan de zijde van uw mindere oor bevindt, kan het lastig zijn het gesprek te volgen of zelfs te merken wanneer iemand praat. In dergelijke situaties kan Phonak CROS P, een oplossing voor eenzijdig gehoorverlies, een verschil maken wat betreft uw hoorkwaliteit en algemene welzijn. Want bij Phonak geloven we dat goed horen de betrokkenheid en sterkere connecties bevordert.

## Voordelen van CROS-toestellen voor eenzijdig gehoorverlies:<sup>1\*</sup>

- Volg\*\* gesprekken ongeacht uit welke richting de spraak komt.
- Hoor spraak beter met uw mindere oor, zelfs bij lawaai
- Meer omgevingsbewustheid voor geluiden die bij uw mindere oor binnenkomen



<sup>1</sup> Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. *The Hearing Review*, 28(8), 22-25. Afkomstig van <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, bekeken op 9 augustus 2021.

\* bij gebruik van een CROS-systeem t.o.v. zonder hoortoestel

\*\* 'Volgen' houdt in dat de gebruiker bewust is van het gesprek en het kan meekrijgen.

# Maak het goede nog beter!

CROS P brengt geluid en stemmen over naar uw beter horende oor zodat dit oor kan horen voor beide oren.

Als u goed gehoor of te verhelpen gehoorverlies heeft in het ene oor en geen bruikbaar gehoor in het andere oor, is CROS P de oplossing voor u. U hoort uw partner of collega in een lawaaiig restaurant, zelfs wanneer hun spraak bij uw mindere oor binnenkomt.

## CROS staat voor 'Contralateral Routing of Signal'

**Het bestaat uit twee delen:**

- ① De CROS-zender met een microfoon die de geluiden en stemmen aan de zijde van uw mindere oor opvangt en draadloos verstuurt naar het hoortoestel.
- ② Het Audéo Paradise-hoortoestel dat de geluiden aan de zijde van uw mindere oor opvangt en in uw beter horende oor afspeelt.

Draadloze overdracht

① Phonak  
CROS P



② Phonak Audéo  
P-hoortoestel







# Een Paradise-oplossing voor eenzijdig gehoorverlies

Phonak CROS P is gebaseerd op de bewezen prestaties van de Phonak Paradise-technologie. Paradise levert een ongeëvenaarde hoorervaring\* in nog meer situaties. Wanneer CROS P wordt gekoppeld met een Audéo Paradise-hoortoestel, biedt dit u de mogelijkheid om geluiden en stemmen duidelijk te horen en gesprekken te volgen\*\*\*, ongeacht uit welke richting deze komen!\*\*

CROS P maakt gebruik van AutoSense OS™ 4.0 – het besturingssysteem van Phonak. AutoSense OS voelt automatisch uw omgeving aan en past uw hoortoestel daarop aan. Het gebruikt verschillende functies als Binaural VoiceStream Technology™, waarmee CROS P geluid draadloos van de zijde van uw mindere oor naar het hoortoestel op uw beter horende oor zendt. Door deze combinatie van Phonak-functies hoort u uw dierbaren, ongeacht of ze in uw mindere oor praten. Zo kunt weer meedoen aan gesprekken.

\* Vergeleken met Phonak Audéo™ Marvel.

\*\* Bij gebruik van een CROS-systeem t.o.v. zonder hoortoestel

\*\*\* 'Volgen' houdt in dat de gebruiker bewust is van het gesprek en het kan meekrijgen.

<sup>1</sup> Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. *The Hearing Review*, 28(8), 22-25. Afkomstig van <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, bekeken op 9 augustus 2021.





# Connectiviteit is belangrijk

Uw CROS P-systeem kan universeel worden verbonden met smartphones, TV, Roger™ microfoons en meer. Zo kunt u handsfree bellen of media streamen van iOS®, Android™ en andere Bluetooth®-apparaten. Deze oplossing is gebruiksvriendelijk en is verkrijgbaar als oplaadbaar model. Het enige wat u hoeft te doen, is de hoortoestellen inschakelen; de rest gebeurt automatisch.

## Belangrijkste functies van Phonak CROS P:

- Bewezen Paradise-prestaties
- Verbeterde spraakverstaanbaarheid in lawaaierige omgevingen<sup>1\*</sup>
- Conversaties volgen\*\*, uit welke richting die ook komen<sup>1\*</sup>
- Universele connectiviteit met Bluetooth-smartphones, Tv, Roger microfoons en meer
- Gebruiksvriendelijk
- Oplaadbaar



iOS® is een geregistreerd handelsmerk van Cisco Systems, Inc. en/of gelieerde ondernemingen in de Verenigde Staten en bepaalde andere landen.

Android is een handelsmerk van Google LLC.

Het woordmerk en het logo Bluetooth® zijn geregistreerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.; deze merken worden door Sonova AG onder licentie gebruikt.

<sup>1</sup> Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. *The Hearing Review*, 28(8), 22-25. Afkomstig van <https://www.hearingreview.com/inside-hearing/research/head>, bekeken op 9 augustus 2021.

\* bij gebruik van een CROS-systeem t.o.v. zonder hoortoestel.

\*\* 'Volgen' houdt in dat de gebruiker bewust is van het gesprek en het kan meekrijgen.

# Phonak CROS P in verschillende situaties

## Gesprekken op rumoerige plekken

CROS P helpt u beter te horen in lawaaierige omgevingen<sup>1</sup>, juist wanneer spraak in uw mindere oor binnenkomt. Speciale functies in Paradise helpen u te focussen op spraak wanneer het moet.

## Telefoongesprekken voeren met een tik

Uw CROS P-systeem kan worden verbonden met meer dan 6.800 smartphone-modellen<sup>2</sup> en Bluetooth®-apparaten, waardoor uw hooroplossing zal fungeren als een draadloze koptelefoon. Door simpelweg te tikken op uw oor, kunt u zelfs telefoongesprekken aannemen, gestreamde muziek pauzeren en afspelen en spraakbediening activeren.

## Wandelen over straat

Met CROS P bent u zich bewust van omgevingsgeluiden wanneer u over straat wandelt, omdat u geluiden kunt horen uit beide richtingen. Zo kunt u meedoen aan het gesprek zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over waar u moet gaan staan t.o.v. de spreker. Met CROS P hoort u spraak uit de richting waar het vandaan komt.

<sup>1</sup> Stewart, E. & Woodward, J. (2021). Out of the (Head) Shadow: A Systematic Review of CROS/BiCROS Literature. Manuscript in voorbereiding.

<sup>2</sup> [phonak.com/compatibility](https://www.phonak.com/compatibility), meer dan 6.800 compatibele modellen, maart 2021



## De linker of rechter aanpassing!

CROS P is beschikbaar in twee discrete modellen die comfortabel achter uw oor passen.

- CROS P-13 biedt verlengde accuduur met een vervangbare zink-luchtaccu.
- CROS P-R biedt 12,5 uur gehoor en Tap Control aan beide zijden zonder gedoe met batterijen.



Phonak CROS P-13



Phonak CROS P-R

Wat betreft uw goede oor, kunt u CROS P koppelen met een Audéo P-13-, P-R- of P-RT-hoortoestel.

# Kleurstemming

CROS P is beschikbaar in acht kleuren. Zo bent u voorzien in uw behoeften:



Sand Beige  
P1



Sandalwood  
P3



Chestnut  
P4



Champagne  
P5



Silver Gray  
P6



Graphite Gray  
P7



Velvet Black  
P8



Beige  
01



# Haal alles uit uw Phonak CROS P

De volgende tips zijn nuttig voor zowel de beginnende CROS-gebruikers als mensen die van een ouder CROS-systeem overstappen.

## ① Overleg met uw audicien

Uw audicien zorgt ervoor dat de instellingen comfortabel zijn. Mocht u ondervinden dat in een bepaalde situatie het geluid niet helemaal goed is, maak er dan een aantekening van en ga terug naar uw audicien om de CROS P beter af te laten stellen.

## ② Geef het tijd

Het wennen aan iets nieuws kost tijd, of het nu een nieuw paar schoenen of een nieuwe auto is. Bij het wennen aan CROS P is dat niet anders. In het begin zal alles anders klinken, dus wees geduldig.

## ③ Verschillende omgevingen proberen

Probeer eerst bekende omgevingen en daarna nieuwe omgevingen uit. Heeft u sommige omgevingen vermeden vanwege uw gehoorverlies? Ontdek hoe CROS P het verschil maakt op het gebied van comfort en het kunnen genieten van geluiden.

- ④ Breng uw vrienden en familie op de hoogte**  
Laat mensen weten dat u bezig bent met wennen aan nieuwe hoortoestellen en dat dit proces even kan duren.
  
- ⑤ Neem af en toe rust**  
Als u al lang last hebt van eenzijdig gehoorverlies, hebben uw hersenen waarschijnlijk enige tijd nodig om zich aan te passen. Dat is normaal. Neem even pauze wanneer dat nodig is, maar onthoud dat de CROS P steeds beter wordt naarmate u hem meer gebruikt.

# life is on

Bij Phonak geloven we dat goed horen gelijkstaat aan je goed voelen en van het allerhoogste belang is om alles uit het leven te halen. Al meer dan 70 jaar creëren we met veel passie een wereld waarin 'life is on' voor iedereen geldt. Onze innovatieve hooroplossingen zijn er voor mensen van alle leeftijden en alle gradaties gehoorverliezen om hen sociaal te verbinden en mentaal en emotioneel te laten groeien.

[www.phonak.com](http://www.phonak.com)



028-2296-07/V2.00 / 2021-09 / NIG © 2021 Sonova AG. All rights reserved.



**sonova**  
HEAR THE WORLD



Sonova AG · Laubisrütistrasse 28  
CH-8712 Stäfa · Zwitserland



Sonova Deutschland GmbH · Max-Eyth-Str. 20  
70736 Fellbach-Oeffingen · Duitsland